

Końcówka OtoClear® Irrigation Tip do płukania ucha - 1 szt.



Cena: 6,09 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | BIONIX |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Jednorazowa końcówka przeznaczona do płukania ucha ukierunkowuje strumień wody w trzech kierunkach na ścianki przewodu słuchowego, a nie bezpośrednio w błonę bębenkową, co pomaga wyeliminować efekty mogące wystąpić przy innych metodach wypłukiwania woszczyzny, takich jak przemieszczanie woszczyzny w głąb kanału słuchowego, zawroty głowy, senność czy uszkodzenie błony bębenkowej.

Do zabiegu płukania ucha należy używać wyłącznie ciepłej wody, gdy użyta woda jest za ciepła lub za gorąca może to u niektórych pacjentów prowadzić do wystąpienia zawrotów głowy.

Kształt końcówki uniemożliwia umieszczenie jej zbyt głęboko w uchu.

Wyrób jednorazowego użytku, po wykonaniu zabiegu końcówkę należy wyrzucić.

Końcówka kompatybilna jest ze strzykawkami z końcówką Luer-Lock.

Sposób użycia końcówki z butelką OtoClear® Spray Wash Bottle

1. Założyć końcówkę na butelkę OtoClear
2. Napełnić butelkę ciepłą wodą. Nie używać zimnej ani gorącej wody gdyż u niektórych pacjentów może to wywołać zawroty głowy.
3. Nacisnąć spust butelki kierując końcówkę do umywalki do momentu aż poleci z niej woda.
4. Końcówkę umieścić w pełni w kanale słuchowym, zapobiegnie to rozpryskom wody. Kształt końcówki uniemożliwia zbyt głębokie jej umieszczenie w uchu.
5. W celu zebrania wody z usuniętą zalegającą woskowiną, podstawić pod ucho nerkę.

6. Po płukaniu ucha, wyjąć końcówkę z kanału usznego. Jeśli zalegająca wydzielina nie została usunięta w całości, zabieg można powtórzyć.
7. Przy pomocy chłonnej gąbki sunąć pozostałą w uchu wodę, a końcówkę po użyciu wyrzucić.