

## Windi - kateter rektalny na problemy z kolką

Cena: 44,90 pln



### Opis słownikowy

Producent	Fridababy
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Katerer rektalny Windi to prosty i bezpieczny w użyciu wyrób medyczny. Jest to rurka doodbytnicza bezpiecznie i naturalnie odprowadzająca nadmiar gazów u dzieci, opracowana przez lekarzy pediatrów.

#### Właściwości:

- Prosty i bezpieczny w użyciu
- Nie zawiera BPA (szkodliwy związek organiczny z grupy bisfenoli stosowany w produkcji tworzyw sztucznych)
- Wyrób medyczny klasy 1
- Nie ma potrzeby używania kropli lub innych środków zaradczych
- Zaprojektowany dla dzieci od pierwszego dnia życia
- Testowany klinicznie

#### Sposób użycia:

1. Delikatnie rozmasować brzusek dziecka zgodnie z ruchem wskazówek zegara kierując się do dołu.
2. Natłuścić końcówkę Windi, polecamy olej kokosowy, ale można użyć dowolnego smaru.
3. Podnieść stopy dziecka i przygotować pieluchę.
4. Delikatnie włożyć Windi do odbytu dziecka (podobnie jak termometr doodbytniczy). Odczekać kilka sekund, do momentu kiedy da się słyszeć gwizdek. Jeśli nie słyhać dźwięku ponownie wymasować brzuch i powtórzyć kroki 3-4. Po zakończonym zabiegu usunąć rurkę i wyrzucić ją.

#### Środki ostrożności:

Nie zostawiać katetera rektalnego w odbytnicy dziecka.

Zużyty kateter Windi, wyrzucić po użyciu. Nie używać ponownie raz wykorzystanej rurki - użycie tego samego katetera może stwarzać ryzyko zakażenia.

Nie używać wyrobu więcej niż trzy razy w ciągu 24 godzin.

Opakowanie: 10 szt