

Wkładki korytkowe MEMO 3/4 pomarańczowe



Cena od: 45,70 pln

Opis słownikowy

Producent	MEMO
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Wkładki pomarańczowe, są to wkładki korekcyjne, supinujące typu korytkowego.

Wkładki pomarańczowe, długość 3/4. Supinują piętę i śródstopie 10 mm. Osadzają oraz profilują tyłostopie i śródstopie, wspomagają prawidłowe kształtowanie się sklepienia poprzecznego i podłużnego stopy.

System MEMO pozwala na dynamiczną kontrolę stóp dziecka, daje możliwość bieżącego monitorowania ich stanu oraz szansę natychmiastowej reakcji. W skład systemu MEMO wchodzi wkładki, które może dobrać zarówno rodzic (na podstawie instrukcji użytkowania Systemu Memo) lub specjalista.

IDEA MEMO



STREFA 1

Strefa normy - oznacza, że stopa jest zdrowa. Memo spełnia funkcję profilaktyczną.

STREFA 2

Strefa ryzyka - oznacza zagrożenie wadą, chorobą oraz konieczność stosowania wkładek koloru szarego. Jeżeli podczas użytkowania obuwia i wkładek szarych ścieranie nie powróci do strefy normy, należy zastosować wkładki koloru pomarańczowego. Gdy ścieranie jest wciąż nieprawidłowe, należy skonsultować się z lekarzem.

STREFA 3

Strefa dużej dysfunkcji - oznacza obecność wady stóp i/lub kolan. Należy stosować wkładki koloru pomarańczowego oraz obserwować ścieranie się podeszwy. Jeżeli ścieranie nie powróci w strefę normy zachodzi konieczność konsultacji terapeutycznej.

STREFA 4

Strefa dużej dysfunkcji - oznacza obecność wady stóp i/lub kolan. Należy stosować wkładki koloru pomarańczowego oraz skonsultować się z lekarzem.

STREFA 5 i 6

Strefa dużej dysfunkcji - oznacza konieczność konsultacji lekarskiej.

Zastosowanie:

Wkładki pomarańczowe jako część systemu Memo powinny być zalecane przy ścieralności podeszwy Memo w strefie numer 3 lub 3 i 4 oraz przy następujących problemach zdrowotnych: koślawość stóp, płaskostopie podłużne, koślawość kolan, płaskostopie

poprzeczne.

Instrukcja użytkowania:

- wkładki należy dokładnie włożyć do obuwia
- po zdjęciu obuwia należy je zostawić rozsznurowane, by wkładka mogła wyschnąć po całonocnym użytkowaniu
- w przypadku silnego przemoczenia wyjąć wkładki z obuwia i osuszyć w temperaturze pokojowej
- nie wolno wkładek suszyć na grzejnikach - spowoduje to trwałe odkształcenie lub rozklejenie
- wkładek nie wolno prać w pralkach - spowoduje to zniszczenie
- zabrudzone wkładki należy przetrzeć bawełnianą ściereczką lekko wilgotną z odrobiną mydła lub szamponu.

Stosowane najczęściej z obuwem memo. Dostępna jest również wersja wkładek dla dorosłych.

Wkładki posiadają numerację francuską

Rozmiary wkładek dziecięcych

Długość stopy w cm	Miara Francuska / Polska
13,7	22
14,4	23
15	24
15,7	25
16,4	26
17	27
17,7	28
18,4	29
19	30
19,7	31
20,4	32
21	33
21,7	34
22,4	35
23	36
23,7	37
24,4	38

