

Zyskaj Zdrowie Płytkowy test ciążowy do użytku domowego

Cena: 6,50 pln



Opis słownikowy

Producent	Zyskaj Zdrowie
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Płytkowy test ciążowy Zyskaj Zdrowie służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym jest proste, wynik otrzymać można po 2-5 minutach od umieszczenia próbki moczu w okienku testowym.

Test można wykonać już po 7 dniach od stosunku.

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone lub minął termin przydatności testu.

Zawartość opakowania:

- 1 płytka testowa
- 1 plastikowa pipetka
- pojemniczek na mocz
- instrukcja użytkowania

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

- Wyjąć test z foliowego opakowania - bezpośrednio przed wykonaniem testu
- Zebrać próbkę moczu do suchego i czystego pojemnika.
- Za pomocą pipetki pobrać próbkę moczu z pojemnika z moczem.
- 3 krople moczu wkropić do owalnego okienka na płytce.
- Test pozostawić na płaskiej powierzchni.
- Po upływie 2-5 minut odczytać wynik testu.
- Zużyty test wyrzucić.

Jak interpretować wynik testu:

Wynik pozytywny (ciąża)

W okienku kontrolnym testu (C) i w okienku testowym (T) pojawiły się linie, nie ma znaczenia że któraś z nich będzie mniej wyraźna. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego należy się skonsultować z lekarzem, który potwierdzi wynik testu.

Wynik ujemny (brak ciąży)

Linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C).

Wynik niejednoznaczny

Wynik jest nieważny kiedy w ciągu 5 minut pojawi się tylko linia w okienku testowym (T) a nie pojawi się w okienku kontrolnym (C) lub kiedy nie pojawi się żadna linia ani w okienku testowym (T) ani w kontrolnym (C).

