

ORTHO CLEAN Płyn do czyszczenia aparatów ortodontycznych 300ml



Cena: 23,30 pln

Opis słownikowy

Pojemność	300ml
Producent	CHEMA RZESZÓW
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Płyn ORTHO CLEAN przeznaczony do oczyszczania ruchomych aparatów ortodontycznych odpowiedni do codziennego stosowania.

Odpowiednio dobrana formuła preparatu zapewnia bezpieczną i efektywną pielęgnację ruchomych aparatów ortodontycznych. Płyn umożliwia skuteczne usuwanie nagromadzonej warstwy osadów i przebarwienia.

Sposób użycia:

10-20 ml płynu wlać do ½ szklanki ciepłej wody.

Do płynu włożyć aparat, tak aby w całości był zanurzony w płynie.

Pozostawić aparat w roztworze na 5-20 minut.

Wyjąć aparat z roztworu i opłukać pod bieżącą wodą.

Skład: woda oczyszczona, kwas cytrynowy, kwas ortofosforowy, bromek benzalkoniowy.

Pojemność: 300 ml