

# Lampa rozgrzewająca na podczerwień Vitammy Flare 5 - 150W - sollux

Cena: 129,00 pln



## Opis słownikowy

Producent	VITAMMY
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Lampa rozgrzewająca na podczerwień z regulowanym kątem nachylenia przeznaczona do naświetlania ludzkiego ciała. Emituje fale w zakresie 780-1500 nm, które uśmierzają ból, zmniejszają napięcie mięśni i poprawiają krążenie limfy i procesy metaboliczne.

### Zastosowanie:

Dzięki naświetlaniu promieniami podczerwymi o długości 780-1500 nm ciało ludzkiemu przekazywana jest energia cieplna. Naświetlana skóra staje się lepiej ukrwiona, przyspieszona zostaje przemiana materii w miejscu o wyższej temperaturze. Naświetlanie poprzez lepsze dotlenienie chorych miejsc pobudza ich gojenie, zmniejsza napięcie mięśni i uśmierza ból, także migrenowy. Podczas nagrzewania poprawie ulega krążenie limfy, co wpływa pozytywnie na usuwanie z organizmu toksyn.

Główne wskazania do stosowania lampy typu sollux w przypadku filtra czerwonego: stany zapalne stawów i tkanek okołostawowych, trudno gojące się rany i uszkodzenia skóry, zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, nerwobóle i mięśniobóle, stany po urazach narządu ruchu, blizny, stany po operacjach/zabiegach chirurgicznych, trądzik pospolity, czyraki, odleżyny, odmrożenia, zapalenie zatok nosowych, czołowych, szczękowych, porażenie nerwu twarzonego, oparzenia fotochemiczne.

### Sposób użycia:

Przed użyciem należy sprawdzić czy promiennik jest dokładnie przykręcony. Należy również uważać na bezpieczny i stabilny stan

urządzenia. Odstęp pomiędzy promiennikiem podczerwieni, a naświetlaną częścią ciała powinien wynosić przynajmniej 80 cm w przypadku lampy o mocy 150W.

Przy naświetlaniu twarzy należy mieć cały czas zamknięte oczy (lub założyć specjalne okulary ochronne). Zalecany czas zabiegu wynosi maksymalnie 12 minut. Na początku użytkowania zaleca się wybrać krótki czas naświetlania.

U niektórych osób skóra może być nadwrażliwa na promienie ciepła (np. silne zaczerwienienia, tworzenie się pęcherzy, swędzenie, mocne pocenie się) lub reagować alergicznie, nawet w przypadku poprawnego stosowania urządzenia, dlatego podczas naświetlania należy kontrolować reakcje skórne.

Typ zamontowanego promiennika: Philips 150 W

Gwarancja: 24 miesiące