

Masażer pistolet do masażu ciała z wymiennymi końcówkami

Cena: 69,90 pln



Opis słownikowy

Producent

Nieokreślony

Opis produktu

Profesjonalne urządzenie do masażu głębokiego i do fizjoterapii mięśniowo-powięziowej, które dzięki głębokiemu oddziaływaniu na mięśnie i dotarcie do głębszych partii mięśni pozwala w krótkim czasie zmniejszyć ból związany ze skręceniami stawów, zapaleniem kaletki, skurczami mięśni, nerwobólami i innymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Urządzenie zapewnia intensywny masaż wszystkich partii mięśniowych i jest odpowiednie do użytku przy prawie wszystkich dolegliwościach tkanek miękkich związanych z urazem, nadmiernym obciążeniem mięśni lub nieprawidłową postawą. Znacznie przyspiesza regenerację mięśni, pomaga złagodzić ich sztywność i bolesność. Masaż z użyciem pistoletu masującego pozwala na dotarcie do głęboko osadzonych punktów ciała oraz wpływa korzystnie na poprawę zdrowia tkanek miękkich i krążenia krwi. Ponadto zwiększa zakres ćwiczeń, jest przyjemny i poprawia samopoczucie.

Podczas korzystania z urządzenia należy unikać nadmiernego stresu i długotrwałej fizjoterapii. Unikać powinno się również wrażliwych obszarów, takich jak głowa, twarz i kręgi szyjne. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego, obrzęku lub wzmożonego bólu należy przerwać fizjoterapię.

W wielu przypadkach zaleceniem fizjoterapeutycznym jest łączenie treningu wibracyjnego z programami fizjoterapeutycznymi, jednak w takich przypadkach masaż powinien być przeprowadzony po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą i przez specjalistę lub pod jego nadzorem.

Charakterystyka:

- 6 stopni intensywności masażu i trybów pracy do różnego rodzaju masażu;
- 4 końcówki masujące do różnych części ciała;
- antypoślizgowy uchwyt;
- wyświetlacz LED umożliwiający podgląd stanu ładowania;

- poręczny i łatwy w użyciu;
- wyposażone w technologię redukującą hałas, zapewniającą wysoką wydajność przy niskim poziomie hałasu;
- może być używany bez podłączenia do prądu;
- można stosować w domowych warunkach, jak i w gabinetach fizjoterapii.

Wskazania:

- bóle i skurcze spowodowane urazami mięśni, skręceniami, nadwyrężeniami
- aby pomóc wspomóc przepływ płynu obrzękowego w obrzękniętym obszarze
- w celu rozluźnienia zgrubiałe tkanki łączne i powięzi
- w celu zmniejszenia nagromadzanego kwasu mlekowego w mięśniach
- aby zwiększyć mobilność stawów
- w celu wyeliminowania zmęczenie mięśni

Stopnie częstotliwości wibracji:

- 1: 2100 obr./min
- 2: 2400 obr./min
- 3: 2700 obr./min
- 4: 3000 obr./min
- 5: 3300 obr./min
- 6: 3600 obr./min

Sposób użycia:

Urządzenie stosować na suchej i czystej skórze, nie stosować przez ubranie.

Uruchomione urządzenie docisnąć do powierzchni ciała i delikatnie przesuwac po skórze. Czas masażu każdej części ciała powinien wynosić około 60 sekund.

Aby nie wywołać bólu ani dyskomfortu produktu używać wyłącznie na miękkich tkankach ciała. Nie używać go na głowie ani na żadnych twardych lub kościstych częściach ciała.

Używanie urządzenia zarówno w umiarkowanym naciskiem, jak i normalnym mogą spowodować wystąpienie siniaków. Przed zastosowaniem produktu zawsze należy sprawdzić obszar który ma być objęty masażem. Zaprzestać używania masażera w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub dolegliwości bólowych.

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem naładować urządzeni do pełna przez 3 godziny.

W celu naładowania masażera najpierw należy podłączyć adapter do urządzenia, następnie podłączyć wtyczkę do gniazda ściennego.

Gdy urządzenie się ładuje dioda LED regularnie miga i wskazuje poziom naładowania. Gdy wszystkie diody LED przestaną migać i świecą ciągłym światłem sygnalizują że masażer jest w pełni jest naładowany.

Urządzenie można ładować w dowolnym momencie wyczerpania akumulatora. Nie zaleca się doprowadzić do wyczerpania akumulatora do momentu gdy dioda świeci na czerwono.

Średni czas pracy w pełni naładowanego urządzenia wynosi 2 godziny. Czas pracy zależy od wybranej częstotliwości i stopnia nacisku na ciało podczas masażu.

Czyszczenie:

Urządzenie wyczyścić lekko zwilżonym ręcznikiem, a następnie wytrzeć je do sucha miękką szmatką. Przechowywać w dostarczonym opakowaniu tekturowym.

Ostrzeżenia:

Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów i źródeł ciepła. Chronić otwór wentylacyjny przed kurzem i odpadkami. Nie odkręcać sub i nie próbować demontować urządzenia.

Nie używaj urządzenia w sposób ciągły przez dłużej niż godzinę, należy przerwać jego pracę na 30 minut, po tym czasie można użyć go ponownie.

Po naładowaniu lub przed użyciem należy odłączyć ładowarkę.

Nie używać w przypadku urazów. Stosowanie urządzenia powinno się skonsultować z lekarzem.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania:

Tętniak, krwawienie, stosowanie leków rozrzedzających krew, choroby serca za pomocą rozrusznika serca lub defibrylatora, nowotwory, ciąża.

W ciągu 90 dni od unieruchomienia śródstawowego urządzenia nie należy używać w odległości mniejszej niż 7cm od unieruchomienia wewnętrznego.

Obszar wrażliwy: głowa, twarz, kręgosłup szyjny.

Obszary blisko kości i przy mniejszym pokryciu mięśni: piszczel, tył stopy, tył dłoni.

Zawartość pudełka:

- masażer
- końcówka okrągła - do masażu dużych grup mięśni
- końcówka U - do masażu kręgosłupa
- końcówka płaska - do masażu wszystkich części ciała
- końcówka podłużna - do precyzyjnego masażu stawów i punktów spustowych
- ładowarka