

## Terapeutyczne chłodząco-grzejące rękawice Pakcare



Cena: 149,00 pln

### Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | Balanssen      |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

### Opis produktu

Terapeutyczne rękawice chłodząco-grzejące na dłonie z zapięciem na rzep w górnej części będące praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Kompres ma uniwersalny rozmiar. Wypełniony jest hydrożelem który dopasowuje się do kształtu dłoni, zapewniając wygodę i komfort użytkowania.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych, także w przypadku uczucia przeciążenia dłoni po wysiłku manualnym, intensywnej pracy ręki oraz bólu reumatycznego i zwyrodnieniowego.

Kompres w formie rękawic zapinany jest na rzep, dzięki czemu można je dobrze dopasować do dłoni. Ich zaletą jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, rękawice mogą pomóc ogrzać dłonie i palce w okresie jesienno-zimowym, rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie w dłoniach, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

#### Wskazania:

##### Jako kompres chłodzący:

- obrzęk i opuchlizna dłoni po zabiegach lub urazach
- łagodzenie bólu towarzyszącego zapaleniom, po urazach lub pooperacyjnego
- stany zapalne stawów i ścięgien dłoni
- zmniejszenie napięcia i dyskomfort przy przeciążeniu ręki
- uczucie przegrzania dłoni, dyskomfortu przy pracy fizycznej i manualnej

**Jako kompres grzejący:**

- rozluźnienie mięśni po wysiłku manualnym
- poprawa krążenia w dłoniach i palcach
- sztywność i napięcie mięśni dłoni i palców
- wspomaganie regeneracji po urazach lub intensywnej pracy ręki
- przewlekłe bóle reumatyczne i zwyrodnieniowe stawów i mięśni dłoni

**Właściwości:**

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Zapięcie na rzep umożliwiające dopasowanie do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

**Zastosowanie:**

**Jako produkt chłodzący:**

1. Umieścić rękawiczki w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć rękawice na dłonie i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

**Jako produkt grzejący:**

1. Podgrzać rękawiczki w kuchence mikrofalowej (ok. 40-50 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć rękawice na dłonie i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

**Środki ostrożności:**

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

**Specyfikacja:**

- Opakowanie: 2 sztuki (para)
- Rozmiar: 21,5 x 26,5 cm
- Waga: 500 g / 2 sztuki
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

**Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar**

*Producent i osoba odpowiedzialna w UE:*

*Bifarm Sp. z o.o.*

*ul. Żurawia 71*

*15-540 Białystok*

*Polska*

*[info@bifarm.pl](mailto:info@bifarm.pl)*

## Galeria

