

Żelowa opaska chłodząca na żuchwę Pakcare

Cena: 55,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opaska chłodząco-grzejąca na żuchwę będąca praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych, także po zabiegach stomatologicznych lub stanów zapalnych i podrażnieniach mięśni żucia.

Produkt ma uniwersalny rozmiar. Wykonany został z solid gelu (hydrożelu) delikatnego i elastycznego materiału kompresyjnego, który dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając wygodę i komfort użytkowania.

Opaska dobrze przylega do twarzy i głowy. Jej zaletą jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie żucia i poprawić ukrwienie w obrębie żuchwy, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np po przebytych zabiegach stomatologicznych lub urazach.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- zmniejszenie dyskomfortu po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych w obrębie jamy ustnej
- ból i obrzęk po urazach i pooperacyjnych
- łagodzenie bólu przy napięciowym bólu głowy
- ból i obrzęk po urazach stawu skroniowo-żuchwowego
- stany zapalne i podrażnienia mięśni żucia
- łagodzenie bólu i napięcia, przyniesienie ulgi

Jako kompres grzejący:

- rozluźnienie mięśni po długotrwałym zgrzytaniu zębami (bruksizm)
- poprawa ukrwienia tkanek w obrębie żuchwy
- napięciowe bóle głowy i karku związane ze stresem
- sztywność mięśni żucia i stawu skroniowo-żuchwowego
- działanie antystresowe i relaksacyjne

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Elastyczny materiał dopasowujący się do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić opaskę w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać opaskę w kuchence mikrofalowej (ok. 25-35 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć opaskę na głowę, dopasowując ją tak, by dobrze przylegała.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 11 x 30 cm
- Waga: 450 g
- Materiał: soild gel 8 mm – delikatny i elastyczny materiał kompresyjny

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

