

Zimno / ciepły kompres, okulary żelowe TERMO HIT MAX 8x29cm



Cena: 19,90 pln

Opis słownikowy

Producent	ABC-N SYSTEM
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zimno ciepły kompres żelowy w kształcie przypominającym okulary wykonany z plastikowej powłoki wypełnionej glikolem propylenowym i wodą destylowaną.

Okulary żelowe pomagają odprężyć się, pozbyć zmęczenia i zniwelować stres i napięcie, które może niekorzystnie wpływać na stan delikatnej skóry wokół oczu. Regularnie stosowane mogą pozytywnie wpłynąć na kondycję oczu i skóry wokół nich. Jest to produkt odpowiedni zwłaszcza dla osób pracujących przy komputerze lub spędzających dużo czasu przed monitorem..

Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła. W trakcie eksploatacji w żelu nie zachodzą żadne zmiany chemiczne. W związku z tym kompres można używać i przechowywać nawet kilka lat.

Produkt ma uniwersalne zastosowanie, po odpowiednim przygotowaniu można go stosować do terapii zimnem lub ciepłem. Przy niskich temperaturach nie powoduje odmrożeń (suche zimno), jak również nie powoduje oparzeń przy wyższych temperaturach. Okulary można używać wielokrotnie..

Przeznaczenie stosowania zimnego okładu:

Zimny okład zalecany jest:

- w celu likwidacji opuchlizny, obrzmień, podkrężeń i cieni pod oczami
- do relaksacji zmęczonych oczu
- w celu stymulacji mikrokrążenia i poprawy kondycji skóry wokół oczu
- do łagodzenia niektórych rodzajów bólu głowy, np. wynikających z przemęczenia oczu

Przeznaczenie stosowania ciepłego okładu:

Nie zalecane jest przez lekarzy ogrzewanie gałek ocznych, jeśli zaistnieje uzasadniona konieczność okulary żelowe mogą być stosowane po konsultacji z lekarzem w przypadku schorzeń oczu lub innych dolegliwości:

- nużeniec (demodex)
- dysfunkcje gruczołów Meiboma w zespole suchego oka
- przygotowanie przed zabiegami okulistycznymi
- łagodzenie bólów zatok

Przygotowanie do aplikacji:

Jako ciepły okład: okulary ogrzać w gorącej wodzie w temperaturze do 50°C, nie ogrzewać we wrzątku, osuszyć ściereczką i położyć na oczy. Kompres pozostawić na określony przez lekarza czas.

Jako zimny okład: okulary włożyć do lodówki na minimum 2 godziny, nie wkładać do zamrażalnika, osuszyć ściereczką i położyć na oczy. Pozostawić na 10-15 minut.

Produkt chronić przed mechanicznym uszkodzeniem. Nie stosować w przypadku naruszonej hermetyczności i szczelności zewnętrznej plastikowej powłoki.

Rozmiar: 8x29cm (waga 140g)

Producent:
ABC N System
Wola Hankowska
ul. Akcyjowa 42
42-233 Mykanów
biuro@abcnssystem.com.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar