

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poduszka przeciwodleżynowa pod plecy

Kod produktu: **RestTIM**



1. Wykonanie

Poduszka wykonana jest z wysokiej jakości materiału TPU. System komór połączony w jeden system powietrzny zapewnia odpowiedni balans ciała. Nacisk na komorę powoduje wzrost ciśnienia w komorach sąsiednich, co umożliwia odciążenie nacisku na lędźwiowy odcinek kręgosłupa i zmniejszeniu ryzyka powstawania odleżyn. Wielokomorowa konstrukcja oraz możliwość zmiany twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza zapewniają wysoki komfort użytkowania.

Dzięki użyciu technologii termicznego zgrzewania poduszka jest trwała i nie rozszczelnia się. Wyposażona jest w wydajną pompkę ręczną oraz ukryty zawór powietrza.

Zestaw zawiera: poduszkę, pompkę ręczną

2. Zastosowanie i zalecenia

Poduszka przeciwodleżynowa pod plecy należy do sprzętów pomocniczych przeznaczonych dla osób narażonych na ryzyko powstawania odleżyn. Stosowana jest u osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym. Wykorzystywana jest w profilaktyce przeciwodleżynowej do I stopnia odleżyn (wg NPUAP / EPUAP).

Nie stosować na gołe ciało. Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

3. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

4. Sposób użycia

- Rozłożyć poduszkę na płaskiej powierzchni.
- Otworzyć zawór powietrza i włożyć pompkę
- Napompować do wymaganej twardości.

Aby wypuścić powietrze należy:

otworzyć zawór powietrza i ścisnąć go palcem wskazującym oraz kciukiem.

5. Specyfikacja techniczna

Model	RestTIM
Wymiary	51 x 17 x 53 cm
Maks. obciążenie	120 kg
Waga	0,22 kg
Kolor	turkus

6. Uwagi i zalecenia

- Poduszkę pompować tylko dołączoną pompką, podczas pompowania uważać by nie uszkodzić zaworu powietrza.
- Nie pompować kompresorem. Nadmierne ciśnienie może doprowadzić do rozerwania poduszki.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia poduszki.
- Nie stawać na poduszce.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i ostrych przedmiotów.
- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i promieni słonecznych, gdyż wzrost temperatury w środku poduszki może skutkować jej rozerwaniem.

7. Konserwacja

Czyszczenie poduszki:

- Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących, nie dopuszczając do jej zamoczenia. Używanie silnych środków myjących lub detergentów może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Nie używać środków ściernych.
- **Uwaga!** Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zamknąć zawór pompujący, aby nie dopuścić do jego zamoczenia.
- **Uwaga!** W procesie suszenia poduszki nie należy używać źródeł ciepła.

- **Uwaga!** Podczas czyszczenia nie należy stosować wybielaczy, płynów do zmiękczenia tkanin oraz środków do czyszczenia na sucho!

8. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

9. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



06/2024 (I)