

## Dansac NOVALIFE 1 Mini - worki kolostomijne otwarte 1 częściowe, cieliste 9252-10 - 30szt.



Cena: 457,50 pln

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Producent	Dansac
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.01.01.I (P.099.I), W.01.01.K (P.099.K)
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Worki kolostomijne Dansac NOVALIFE 1-częściowe, otwarte, beżowe

### Specyfikacja:

- pojemność: 230ml
- opakowanie: 30szt.
- max do wycięcia (wys. x szer.): 38/50mm

- kolor: beżowy
- rozmiar otworu: 10mm (9252-10)

#### Właściwości worków kolostomijnych Dansac NOVALIFE zamkniętych:

Pomarańczowa wypustka - Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się jęczyzkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie odkleić folię zabezpieczającą. Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy jęczyzek.

Otwór w płytce przesunięty do góry - Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności.

Wodoodporna fizelina - Płytkę w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

Owalny kształt płytki

Niezwykle wydajny filtr NovaLife - Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność

Łatwe otwieranie, proste czyszczenie - Elastyczny pasek sztywniający wyjście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujście z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.

Dyskretnie zamknięcie - Zamknięcie jest dyskretnie i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu noszenie worka jest jeszcze bardziej

komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.

Opakowanie: 30szt.

Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w naszym sklepie internetowym. Aby jednoznacznie wyszukać produkt prosimy posługiwać się numerami katalogowymi DANSAC (dostępne na opakowaniu produktów).