

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dzieci

Cena: 7,30 pln



Opis słownikowy

Producent	Nieokreślony
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Maseczka tlenowa z nebulizatorem i drenem.

Przeznaczenie: maseczka przeznaczona do terapii inhalatorowej.

W skład zestawu wchodzi jedna maseczka + nebulizator + dren.

Rozmiar: dla dzieci M

Długość drenu: 2,10 m

Instrukcja użytkowania:

1. Odkręcić nakrętkę nebulizatora i włączyć do niego płynne lekarstwo przepisane przez lekarza, po czym zamknąć szczelnie wieczko przekręcając je w kierunku ruchu wskazówek zegara.
2. Połączyć rurkę powietrza głównego przepływu (strumienia) z nebulizatorem
3. Przyłożyć maskę do twarzy, uruchomić urządzenie i dostosować przepływ powietrza i postępować według zaleceń lekarza.