

# Opatrunek foliowy Suprasorb F chroni ranę i przymocowuje opatrunek 15cm x 20cm - jałowy



Cena: 7,90 pln

## Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Przyjemny w dotyku i samoprzylepny opatrunek foliowy składający się z warstwy poliuretanowej pokrytej przyjaznym dla skóry klejem poliakrylanowym, przykrytym papierem silikonowanym.

### Zastosowanie:

- rany o lekkim wysięku
- rany powierzchowne
- rany bez zakażenia
- rany w fazie epitelizacji, np. owrzodzenia różnego pochodzenia, oparzenia II stopnia, miejsca ubytku skóry w wyniku pobrania, rany pooperacyjne, otarcia.
- można stosować jako opatrunek wtórny w przypadku ran zagrożonych zakażeniem w ramach regularnej terapii przeciwbakteryjnej.

**Rozmiar:** 15cm x 20cm (sterylny)

### Właściwości:

- łatwa aplikacja
- wysoki komfort noszenia dzięki pewnemu i elastycznemu mocowaniu
- przezroczysty - zapewnia bardzo dobrą kontrolę rany
- skuteczna ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych, np. zarazków
- wysoka przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- wodoszczelny - możliwa kąpiel pod prysznicem w opatrunku
- rozciągliwy

Suprasorb F zapewnia przezroczystą ochronę. Elastyczna folia poliuretanowa przepuszcza powietrze i dzięki wymianie gazów i ciepła umożliwia utworzenie wilgotnego środowiska rany, sprzyjającego jej gojeniu. Suprasorb F nie przepuszcza płynów i chroni ranę lub miejsce wklucia przed kolonizacją bakterii wnikaających z zewnątrz.

Przezroczysta struktura opatrunku ułatwia kontrolę rany i miejsca wklucia. Suprasorb F jest elastycznym i rozciągliwym opatrunkiem, bardzo łatwym w użyciu. Suprasorb F jest produktem ściernym, również za pomocą środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, jod lub oktenidynę.

Opatrunek zapewnia dobrą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, nie przeszkadza podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Suprasorb F jest dostępny również w formie niejałowego opatrunku foliowego na rany na rolce.

**Częstość zmian opatrunku:** Lekarz prowadzący leczenie powinien dokonywać zmiany opatrunku w zależności od stanu rany, stopnia wysięku i obecności opatrunku wtórnego, najpóźniej po 5-7 dniach.

#### Zalecane połączenia produktów

- Suprasorb Liquacel
- Suprasorb X
- Suprasorb X + PHMB
- Suprasorb C
- Kompres Suprasorb G
- Leczenie uciskiem