

Pas do krępowania, unieruchamiania rąk 1 szt.



Cena: 469,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Korfantów
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

Pasy stosuje się do krępowania osób nadpobudliwych do ramy łóżka lub stołu w Uniwersalnym Gabiniecie Usprawniania Leczniczego.

Właściwości:

Pasy wykonane są z wysokiej jakości skóry, co gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem pacjenta pokryte są miękką wyściółką. Pasy mocuje się na wierzchu łóżka, zapinając ich końce do ramy.

Komplet stanowią:

- pas do krępowania rąk (większy rozstaw tulej mocujących kończyny)

Specyfikacja:

Obwód nadgarstka: 18-26cm

Rozstaw mocowania rąk – 50cm

Długość peloty podszytej filcem – 92cm

Szerokość peloty – 7cm

Szerokość i długość opasek zapinających 8 cm x 26,5 cm

Długość w rozwinięciu z paskami do mocowania – ok 2m

Szerokość pasków do mocowania – 3cm