

Smoczek NUK - rozszczepienie wargi 107.003

Cena: 29,90 pln



Opis słownikowy

Producent	NUK
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Smoczek NUK (ze średnim otworem przepływowym) dla dzieci z rozszczepieniem wargi opracowany został z myślą o dzieciach urodzonych z wadami rozszczepowymi, dla których przyjmowanie pokarmu wiąże się ze znacznymi problemami. Wynika to z nieumiejętności wytworzenia podciśnienia wewnątrz jamy ustnej przez dzieci, co uniemożliwia prawidłowe ssanie. Dla dzieci tych zarówno karmienie piersią, jak i butelką ze standardowym smoczkiem jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.

Smoczek jest odpowiedni do stosowania u dzieci z rozszczepem wargi jednostronnym i płytką podniebienną oraz w niektórych przypadkach z rozszczepem obustronnym i płytką podniebienną. Stworzony jest na bazie oryginalnego anatomicznego kształtu NUK dla ułatwienia karmienia butelką. Stymuluje on ruchy pobudzające wypływ pokarmu podczas karmienia, dzięki czemu umożliwia prawie normalne ssanie.

Produkt pasuje do wszystkich standardowych butelek. Wykonany jest z naturalnego lateksu, który jest miękki i elastyczny, zwiększając komfort dziecka podczas karmienia. Ponadto jego zaletą jest fakt, że zaprojektowano go z uwzględnieniem specjalnych warunków anatomiczno - morfologicznych okolic podniebienia i dziąseł u dzieci urodzonych z wadami rozszczepowymi.

Zalety:

Umożliwia prawidłowe ssanie w czasie karmienia butelką, tym samym zaspokajając ich wrodzoną potrzebę ssania.

Zaobserwowano, że powoduje zmniejszenie występowania takich częstych objawów jak zakrzuszenia, odruchy wymiotne lub wymioty, jak w przypadku używania innych smoczków.

Nie stwarza zagrożenia nawet podczas przygotowania do operacji rozszczepu.

Zarówno ze względu na swój kształt jak i funkcję smoczki zostały przebadane w wielu szpitalach na świecie i uzyskały pozytywną opinię.

Opracowano je na podstawie klasycznych smoczków NUK i nie mają one nic wspólnego z protezą.

Wyprodukowano je z wysokiej jakości naturalnego lateksu, więc są miękkie i elastyczne, co ma dodatkowe znaczenie w przypadku smoczków specjalistycznych.

Smoczek przechowywać w higienicznych warunkach, w zacienionym miejscu (nie w bezpośrednim świetle słonecznym), z dala od źródeł ciepła. W przypadku gdy produkt jest zniszczony lub zużyty w widoczny sposób np. popękany, klejący, twardy, należy go wyrzucić i wymienić na nowy.