

Suprasorb H opatrunek hydrokoloidowy 10x10cm



Cena: 11,20 pln

Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Suprasorb H tworzy idealnie wilgotne środowisko rany w przypadku ran o lekkim i umiarkowanym wysięku i niezawodnie wspiera gojenie rany.

Chłonna warstwa hydrokoloidowa, która znajduje się na folii poliuretanowej, która pęcznieje w kontakcie z raną i uwalnia żel, który wiąże wysięk i złuszczoną skórę. Dzięki tworzeniu żelu opatrunek dopasowuje się do struktury rany. Wszystkie wersje opatrunku Suprasorb H są wyjątkowo cienkie i elastyczne. Jego doskonałe właściwości przyczepne sprawiają, że jest on łatwy i bezpieczny w użyciu. Ponieważ opatrunek chłonie zarówno bakterie, jak i wilgoć, pacjent może myć się i brać prysznic bez problemu.

Zastosowanie:

- rany o umiarkowanym wysięku (Suprasorb H standard, sacrum, border)
- rany o lekkim wysięku (cienki Suprasorb H)
- rany powierzchniowe
- rany bez zakażenia
- we wszystkich fazach gojenia rany, np. owrzodzenia różnego pochodzenia, oparzenia II stopnia, miejsca ubytku skóry w wyniku pobrania, rany pooperacyjne.

Właściwości:

- bardzo dobre gojenie rany poprzez dobre gospodarowanie wysiękiem
- wysoki komfort dzięki łatwej aplikacji
- wyjątkowo cienki i elastyczny
- eliminuje bakterie i chłonie wilgoć
- możliwe jest branie prysznic w opatrunku

Zalecane połączenia produktów

- Suprasorb Liquacel
- Suprasorb A
- Suprasorb C
- Amorficzny żel Suprasorb G
- Kompresoterapia

Rozmiar: 10cm x 10cm (standardowy)

Opakowanie: 1szt.