

## TZMO MATOSET podstawowy zestaw do cewnikowania



Cena: 18,20 pln

### Opis słownikowy

Producent	TZMO
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

MATOSET podstawowy zestaw do cewnikowania (MA-991-ZAB2-003)

#### Właściwości / zastosowanie:

- jałowy materiał gotowy do natychmiastowego zastosowania w gabinecie zabiegowym, na oddziale lub w domu pacjenta;
- zestaw przeznaczony pod względem składu do wykonania konkretnej procedury zabiegowej - brak odpadu;
- twardy blister gwarantuje bezpieczne zapakowanie wyrobu, komory mogą służyć jako pojemniki na płyny czy odpadki, eliminując potrzebę używania dodatkowych naczyń a dodatkowo porządkują materiał znajdujący się w zestawie;
- stosowanie jednorazowych zestawów daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i indywidualnego traktowania, a personelowi medycznemu ułatwia pracę.

#### Opakowanie zawiera:

- tufery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, 6 szt.
- serweta z laminatu FB, 50cm x 50cm, 1 szt.
- serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 6cm, 50cm x 50cm, 1 szt.
- rękawice zabiegowe lateksowe, niepurowane, M, 2 szt.
- pęseta plastikowa, 1 szt.

#### Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania zestawów:

##### Usprawniające pracę:

- skrócenie czasu przygotowania i wykonania procedury: zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia danej procedury
- podwyższenie komfortu pracy: zestaw zawiera wszystkie potrzebne materiały w bezpiecznym opakowaniu, a twardy blister pełni dodatkowo funkcję jednorazowego pojemnika
- szybkie i łatwe przygotowanie dokumentacji medycznej dzięki wygodnym etykietom TAG
- ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie potrzebnych materiałów.

##### Epidemiologiczne:

- zmniejszenie ryzyka zakażeń i powikłań po zabiegu

- wzrost bezpieczeństwa personelu, pacjenta i szpitala dzięki gwarantowanej sterylności poszczególnych materiałów
- standaryzacja procedur - zawartość zestawu i sposób ułożenia poszczególnych wyrobów sprzyja standaryzacji danej procedury

#### **Ekonomiczne:**

- obniżenie kosztów wynikające z braku konieczności zakupu poszczególnych materiałów opatrunkowych, tworzenia pakietów wewnątrz szpitala, sterylizacji, zużycia opakowań pośrednich i magazynowania
- łatwiejsze monitorowanie kosztów danej procedury dzięki sprawnemu obliczaniu ilości zużytych materiałów i eliminacji kosztów ukrytych
- mniejsza ilość odpadów
- zmniejszenie ilości zużytych materiałów dzięki zawartości zestawu dostosowanej do danej procedury
- ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie - zestaw zachowuje gotowość do użycia przez okres do 5 lat

#### **Rynkowe:**

- podniesienie jakości usług medycznych w placówce
- wzrost satysfakcji pacjentów - poczucie bezpieczeństwa i indywidualnego traktowania
- wzrost konkurencyjności placówki medycznej
- budowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej - postrzegana będzie przez pacjentów jako ośrodek nowoczesny, o wysokich standardach pracy.

#### **Najważniejsze cechy zestawów proceduralnych MATOSET**

Twardy blister to więcej niż opakowanie - pełni rolę zarówno bezpiecznego opakowania zestawu jak również: jednorazowego pojemnika, porządkową (separuje poszczególne elementy zestawu), segregacyjną (oddziela materiał czysty od brudnego, który powstał w czasie procedury). Twardy blister posiada również zaokrąglone naroża, konstrukcję minimalizującą zranienie się, posiada łatwą i szybką identyfikację miejsca otwarcia zestawu.

**Zestawy zawierają TAG** - dwa samoprzylepne odcinki będące integralną częścią etykiety. Umożliwiają:

- bezpieczną informację - gwarantuje bezbłędne wprowadzenie danych o wyrobie do dokumentacji medycznej oraz dokumentacji pacjenta
- szybki sposób przeniesienia danych - eliminuje konieczność przepisywania danych z etykiety
- komfort pracy - skraca czas przygotowania dokumentacji medycznej