

Cellona Wata syntetyczna do wyścielania opatrunków gipsowych - 6cm x 3m - 10692

Cena: 2,19 pln



Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Wata syntetyczna Cellona cechuje się trwałą elastycznością oraz puszystością, która służy do zabezpieczania odsłoniętych kości i unerwionych partii ciała pod syntetycznymi opatrunkami unieruchamiającymi i opatrunkami gipsowymi. Charakteryzuje się także zastosowaniem w wyścielaniu szyn i opatrunków uciskowych dzięki swoim właściwościom **przepuszczania powietrza** oraz wyrównaniem różnicy temperatur. Włókna zawarte w wacie nie pochłaniają wilgoci, co pozwala na szybsze utwardzenie sztywnego opatrunku. Struktura drobnego układu włókien jest na tyle zwarta, że można stosować ją okrężnie, a przy lekkim naciągnięciu można dowolnie rozdzielać włókna w celu **uniknięcia tworzenia się zgrubień**. Ta właściwość sprawia, że wata idealnie nadaje się także do **wąskich części ciała** - takich jak obszar kciuka. Proces nakładania materiału jest ułatwiony ze względu na przyczepność materiału, dzięki czemu wata nie ślizga się po powierzchni skóry. Ta cecha ułatwia również wygładzanie waty tak aby zapewnić jak największy **komfort** przy noszeniu.

Rozmiar:
6cm x 3m

Właściwości:

- Puszysta i elastyczna struktura włókien
- Wystarczająco zwarta struktura opatrunku pozwala na okrężne zastosowanie
- Umożliwia zwężanie pod lekkim naciągami w kierunku podłużnym
- Przepuszcza powietrze
- Włókna poliestrowe nie wchłaniają wilgoci

Zastosowanie:

- Do wyścielania opatrunków gipsowych, syntetycznych i uciskowych
- Jako materiał wyścielający w zakresie traumatologii i medycyny sportowej

-Do wyścielania opatrunków uciskowych

Skład:

100 % włókna poliestrowe, bez dodatku wybielaczy optycznych

Producent:

Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 14

95-200 Pabianice

biuro.glowne@pl.LRmed.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar