

Cewnik Foley lateksowy Bardex™ I.C. z powłoką Bactiguard z jonami srebra, antybakteryjny CH20 10ml

Cena: 62,99 pln



Opis słownikowy

Producent	BARD
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Cewnik Bardex™ I.C. z powłoką Bactiguard wykonany wg specjalnej technologii łączący formułę składającą się z powłoki Bactiguard z jonami srebra i zmniejszającego tarcie hydrożelu Bard, która zmniejsza przyleganie bakterii i minimalizuje tworzenie biofilmu.

Stosowanie cewników z wykorzystaniem technologii Bactiguard zapewnia pacjentowi komfort oraz klinicznie potwierdzoną redukcję zakażeń bakteryjnych wywołanych cewnikowaniem.


Rozmiar: CH-20

Długość: 40cm

Balon: 10ml

Z racji tego, że materiał główny z jakiego wykonany jest cewnik to lateks, jest on bardziej miękki i giętki od silikonu, co u wielu pacjentów wpływa na poprawę komfortu.

Cewniki Bardex™ I.C. zostały dopuszczone do stosowania przezcewkowego i nadłonowego przez okres do 28 dni. Powłoka Bactiguard® nie wymaga specjalnych procedur w zakresie obsługi, użytkowania, ani utylizacji



Antybakteryjna profilaktyka odcewnikowych zakażeń dróg moczowych.

- w lateksowym cewniku Foley'a Bardex zastosowano (zewnątrzną i wewnętrzną) powłokę antybakteryjną zbudowaną z cząstek 3 metali szlachetnych: złota (Au), palladu (Pd) i srebra (Ag), które w kontakcie z płynami tworzą efekt galwaniczny. Powłoka jest mocno związana z powierzchnią cewnika i obniża przyczepność bakterii, co z kolei zapobiega tworzeniu biofilmu i kolejnym infekcjom,
- klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych - odcewnikowych zakażeniach dróg moczowych (CAUTI)
- pełna biogodność z organizmem użytkownika – brak toksyczności i wywoływania hemolizy oraz brak wpływu na odporność organizmu,
- w kontakcie z wodą na powierzchni cewnika powstaje powłoka hydrożelowa, aktywna aż do czasu jego wyjęcia, co znacznie podwyższa komfort użytkownika

Pacjenci z uczuleniem lub wrażliwością na lateks powinni unikać stosowania cewników lateksowych, chyba że zostanie to wyraźnie zalecone przez lekarza prowadzącego.

Razem z cewnikami polecamy: [worki na mocz](#), [zatyczki do cewników](#) oraz strzykawki 50ml, 100ml, 160ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar



Kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.

dlapacjenta.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl