

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla dzieci LentisCath CH 08 - 101415



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup

30 szt.

Producent Lentismed

Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

Pediatryczny, gotowy do użycia cewnik hydrofilowy LentisCath wyprodukowany przez chorwacką firmę Lentismed specjalizującą się w produkcji cewników urologicznych i dążącą do uzyskania możliwie najwyższych standardów branżowych.

Cewnik ma 20cm długości i przeznaczony jest do użytku do cewnikowania przerywanego u dzieci. Sposób ten pomaga w utrzymaniu w zdrowiu dróg moczowych i uważa się za „złoty standard” drenażu pęcherza i najlepszą metodę opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

Produkt pokryty jest hydrofilową warstwą ułatwiającą wprowadzenie i wyjęcie, dzięki której cewnik jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Jest to innowacyjny wyrób medyczny łączący bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.












Rozmiar: CH 08

Długość: 20cm

Numer katalogowy: 101415

Opakowanie: 1 szt.

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Właściwości:

- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- bez zawartości toksycznych ftalanów ani polichlorku winylu (PVC)
- pokryty powłoką hydrofilową umożliwiającą użycie od razu po otwarciu opakowania
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Produkt pokryty hydrofilową powłoką, dzięki której jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, co pomaga oszczędzić czas, eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania i zwiększa wygodę użycia.

Cewnik posiada atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki temu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny, co jest istotne zwłaszcza u dzieci.

Elastyczna rurka cewnika jest wystarczająco sztywna, umożliwia delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu.

Cewnik zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji w codziennym życiu, na co wpływa nieprzezroczyste opakowanie, które nie zdradza zawartości. Ponadto duże otwory, jakie posiada opakowanie ułatwiają jego otwarcie.