

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla mężczyzn LentisCath CH 16 - 101404



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Gotowe do użycia cewniki hydrofilowe LentisCath dla mężczyzn, przeznaczone do stosowania przy cewnikowaniu przerywanym, które pomagają przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące wykonywaniu codziennym aktywności. Produkt zapewnia jednocześnie wygodę, bezpieczeństwo użytkowania oraz dyskrecję.

Cewnikowanie przerywane pomaga utrzymać w zdrowiu drogi moczowe, uważa się je za „złoty standard” drenażu pęcherza i za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

Producentem cewników LentisCath jest chorwacka firma Lentismed specjalizująca się w produkcji cewników urologicznych i dążąca do najwyższych standardów branżowych.












Rozmiar: CH 16
Długość: 40cm
Numer katalogowy: 101404

Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- bez zawartości toksycznych ftalanów ani polichlorku winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla dzieci, kobiet i mężczyzn
- posiadają unikalną prowadnicę ułatwiającą aplikację do cewki moczowej i chroniącą cewnik przed zanieczyszczeniem bakteriami

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Gotowe do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania cewniki hydrofilowe, których stosowanie eliminuje dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania, co oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkownika.

Produkt posiada atraumatyczne, miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową, co pozwala na zachowanie zdrowej cewki moczowej i zmniejszając ryzyko powstania mikrourazów, dzięki czemu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny.

Rurka jest elastyczna i wystarczająco sztywna, aby umożliwić delikatnie wkładanie i wyjmowanie cewnika zapobiegając jego zginaniu.

Cewnik umieszczony jest w dyskretnym, nieprzezroczystym opakowaniu ukrywającym zawartość, które posiada duże otwory ułatwiające otwarcie, co jest pomocne zwłaszcza dla osób z upośledzoną motoryką.