

Dansac NOVALIFE 1 Maxi - worki kolostomijne otwarte 1 częściowe, przezroczyste 9162-10 - 10szt.



Cena: 159,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	Dansac
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.01.01.I (P.099.I), W.01.01.K (P.099.K)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Worki kolostomijne Dansac NOVALIFE 1-częściowe, otwarte , przezroczyste

Specyfikacja:

- pojemność: 550ml
- opakowanie: 10szt.
- max do wycięcia (wys. x szer.): 70/90mm
- kolor: przezroczyste
- rozmiar otworu: 10mm (9162-10)

Właściwości worków kolostomijnych Dansac NOVALIFE zamkniętych:

Pomarańczowa wypustka - łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie odkleić folię zabezpieczającą. Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomarańczowy języczek.

Otwór w płytce przesunięty do góry - Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności.

Wodoodporna fizelina - Płytkę w systemie Dansac Novalife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytkę pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

Owalny kształt płytki

Niezwykłe wydajny filtr NovaLife - Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność

Łatwe otwieranie, proste czyszczenie - Elastyczny pasek sztywniąjący wyjście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujście z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.

Dyskretne zamknięcie - Zamknięcie jest dyskretne i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.

Opakowanie: 10szt.

Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w naszym sklepie internetowym. Aby jednoznacznie wyszukać produkt prosimy posługiwać się numerami katalogowymi DANSAC (dostępne na opakowaniu produktów).