

Dansac NOVALIFE 1 Mini - worki kolostomijne zamknięte 1 częściowe 903-10 - 30szt.



Cena: 390,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Producent	Dansac
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.01.01.K (P.099.K)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Worki kolostomijne Dansac NOVALIFE 1-częściowe, zamknięte, cieliste

Specyfikacja:

- wysokość x szerokość mm: 175x130
- pojemność: 360ml
- opakowanie: 30szt.
- max do wycięcia (wys. x szer.): 38/50mm
- kolor: beżowy
- rozmiar otworu: 10mm (903-10)

Właściwości worków kolostomijnych Dansac NOVALIFE:

Produkty z linii Dansac Nova zaprojektowane zostały tak, aby kompleksowo zabezpieczyć wszelkie potrzeby osób z wyłonioną stomią. Poniżej przedstawiamy listę cech wspólnych dla wszystkich produktów występujących w linii NOVA:

- Podwójna ochrona filtra - Filtr węglowy jest został zabezpieczony przed wilgocią kilkoma warstwami folii, dzięki czemu do filtra docierają wyłącznie gazy, a treść jelitowa pozostaje w worku i nie blokuje filtra.
- Redukcja nieprzyjemnych odgłosów - Woreczki Dansac Nova zbudowane są ze specjalnie tłoczonej folii z pęcherzykami powietrza, dzięki której treść jelitowa nie przylega do ścianek worka. Eliminuje ona również odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita. Delikatne i miękkie woreczki Dansac Nova zwiększają komfort i dyskrecję.

- Redukcja nieprzyjemnych zapachów - W workach Dansac Nova zastosowano w 100% aktywny dwuwarstwowy filtr węglowy, który oczyszcza gazy przed ich uwolnieniem z worka. To zapobiega wydostawaniu się przykrych zapachów na zewnątrz, a także tworzeniu się balona.

- Wodoodporność - Worki Dansac Nova są pokryte specjalną wodoodporną fizeleiną, dlatego w sposób zupełnie bezpieczny można brać prysznic bez odrywania worka od skóry. Worek nawet po zamoczeniu pozostaje suchy, dlatego nie pozostawia mokrych plam na ubraniu. Dzięki swoim właściwościom fizeleina również nie chłonie poty, co szczególnie cenne jest w upalne letnie dni.

Opakowanie: 30szt.

Wszystkie produkty z tej serii są dostępne w naszym sklepie internetowym. Aby jednoznacznie wyszukać produkt prosimy posługiwać się numerami katalogowymi DANSAC (dostępne na opakowaniu produktów).