

Elektroda opaska na łokieć do elektrostymulatora 3 w 1 TENS EMS MASAŻ Balanssen



Cena: 59,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Elektroda opaska na łokieć o uniwersalnym rozmiarze do elektrostymulatora Balanssen 3w1 Tens EMS Masaż, która umożliwia skupienie się na problematycznym obszarze w okolicy łokcia i przedramienia.

Do działania elektrod niezbędne jest urządzenie do elektrostymulacji 3w1 TENS EMS MASAŻ Balanssen, nie działają one samodzielnie. Elektroda i rękawiczka przeznaczona jest do terapii prądami tens i elektrostymulacji.

Elektrostymulację można stosować w przypadku dolegliwości bólowych towarzyszących zapaleniom stawów i mięśni, schorzeń takim jak łokieć tenisisty czy golfisty oraz kontuzji i urazów łokcia jako element procesu rehabilitacji w celu poprawy zakresu ruchu, redukcji obrzęku i wspomagania wzmocnienia mięśni.

Zestaw zawiera opaskę i jedną dużą, samoprzylepną elektrodę, którą należy przykleić na oczyszczoną skórę w miejscu 3-4 cm poniżej założonej na łokieć opaski. Następnie opaskę i elektrodę należy podłączyć do elektrostymulatora i wybrać preferowany program.

Wskazania:

- Zaburzenia ukrwienia ręki
- Zapalenia stawów
- Zaburzenia czucia
- Obrzęki pooperacyjne
- Schorzenia wymagające poprawy ruchomości ręki

Przeciwwskazania:

Elektrostymulacji TENS nie powinno się przeprowadzać w przypadku ciąży, wad serca, rozrusznika serca, uszkodzonego mięśnia sercowego, arytmii, chorób psychicznych i emocjonalnej niestabilności, epilepsji oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

Rozmiar opaski: uniwersalny

Materiał: poliester

Kolor: biały

Zawartość zestawu:

elektroda 5 x 10 cm - 1 sztuka (wielokrotnego użytku)

elektroda opaska - 1 sztuka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

