

Elektroda rękawiczka do elektrostymulatora 3 w 1 TENS EMS MASAŻ Balanssen

Cena: 49,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Rękawiczka do elektrostymulatora Balanssen 3w1 Tens EMS Masaż, która umożliwia skupienie się na problematycznym obszarze dłoni.

Do działania elektrod niezbędne jest urządzenie do elektrostymulacji 3w1 TENS EMS MASAŻ Balanssen, nie działają one samodzielnie. Elektroda i rękawiczka przeznaczona jest do terapii prądami tens i elektrostymulacji.

Zestaw zawiera rękawiczkę i jedną dużą, samoprzylepną elektrodę, którą należy przykleić na oczyszczoną skórę w miejscu 3-4 cm poniżej założonej na dłoń rękawiczki. Następnie rękawiczkę i elektrodę należy podłączyć do elektrostymulatora i wybrać preferowany program.

Wskazania:

- Obrzęki pooperacyjne
- Zapalenie stawów dłoni
- Zaburzenia czucia
- Zaburzenia ukrwienia dłoni
- Schorzenia wymagające poprawy ruchomości dłoni
- Zespoły bólowe dłoni

Przeciwwskazania:

Elektrostymulacji TENS nie powinno się przeprowadzać w przypadku ciąży, wad serca, rozrusznika serca, uszkodzonego mięśnia sercowego, arytmii, chorób psychicznych i emocjonalnej niestabilności, epilepsji oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

Rozmiar rękawiczki: uniwersalny

Materiał: poliester

Kolor: biały

Zawartość zestawu:

elektroda 5 x 10 cm - 1 sztuka (wielokrotnego użytku)

elektroda rękawiczka - 1 sztuka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

