

# HALLUX REMEDIUM aparat korekcyjny na haluksa

Cena: 44,90 pln



## Opis słownikowy

Producent Mazbit

## Opis produktu

Korektor haluksa przeznaczony dla osób zmagających się z paluchem koślawym (Hallux Valgus), który charakteryzuje konstrukcją sprzyjającą łatwości stosowania i komfortowi użytkowania.

Produkt posiada materiałowe paski i rzepy umożliwiające dopasowanie do tęgości stopy i palucha – korygując go.

Aparat wyposażono dodatkowo w pasek, który zakładany na tyłostopie zabezpiecza przed przesuwaniami wyrobu podczas użytkowania. Szyna aparatu dzięki wbudowanemu zawiasowi pozwala dostosować korektor do różnej długości paluchów.

Produkt ma ruchomą konstrukcję, dzięki czemu umożliwia poruszanie się, co z kolei pozwala na użytkowanie aparatu również w ciągu dnia, należy wtedy pamiętać o ubraniu luźnego obuwia.

Komfort stosowania zwiększa żelowe zabezpieczenie bunionu, którego zaletą jest możliwość wyjmowania i czyszczenia. Ponadto żelowa podszewkę można schłodzić w lodówce, co przynosi stopie ulgę i ukojenie.



1. Szyna odwodzi i koryguje paluch do prawidłowej pozycji.
2. Żelowa ochrona bunionu przed ocieraniem, z możliwością demontażu, aby można było w prosty sposób zadbać o utrzymanie aparatu w czystości.
3. Mocowanie trzema pasami, zabezpieczające przed przesuwaniem się aparatu w obuwiu. Korekcja jest więc wygodna i umożliwiająca stosowanie aparatu nie tylko w nocy.
4. Prosta konstrukcja, dzięki czemu nie ma problemu z jego zakładaniem. Pasy mają zastosowane wytrzymałe rzepy, co pozwala dostosować je do stóp o różnej tęgości.
5. System zawiasowy z możliwością dostosowania go do długości palucha. Dzięki ruchomej konstrukcji umożliwia przetaczanie i zginanie się palucha.

**Zastosowanie:** paluch koślawy (haluks)

**Właściwości:**

- korekta ułożenia palucha
- uniwersalny - pasuje na lewą i prawą stopę
- odpowiedni do luźnego obuwia i na noc

**Czyszczenie i konserwacja:**

1. Umyć aparat w letniej wodzie.
2. Wysuszyć w temperaturze pokojowej.

Opakowanie: 1 sztuka

Kod producenta: MS513

Producent:  
MAZBIT  
ul. R. Szlafroka 18  
Środa Wlkp. 63-000  
[biuro@mazbit.pl](mailto:biuro@mazbit.pl)

## Galeria

