

Masażer pistolet do masażu ciała z wymiennymi końcówkami Malatec

Cena: 79,90 pln



Opis słownikowy

Producent

Malatec

Opis produktu

Profesjonalne urządzenie do masażu głębokiego i do fizjoterapii mięśniowo-powięziowej, które dzięki głębokiemu oddziaływaniu na mięśnie i dotarcie do głębszych partii mięśni pozwala w krótkim czasie zmniejszyć ból związany ze skręceniami stawów, zapaleniem kaletki, skurczami mięśni, nerwobólami i innymi schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Urządzenie zapewnia intensywny masaż wszystkich partii mięśniowych i jest odpowiednie do użytku przy prawie wszystkich dolegliwościach tkanek miękkich związanych z urazem, nadmiernym obciążeniem mięśni lub nieprawidłową postawą. Znacznie przyspiesza regenerację mięśni, pomaga złagodzić ich sztywność i bolesność.

Masaż z użyciem pistoletu masującego pozwala na dotarcie do głęboko osadzonych punktów ciała oraz wpływa korzystnie na poprawę zdrowia tkanek miękkich i krążenia krwi. Ponadto zwiększa zakres ćwiczeń, jest przyjemny i poprawia samopoczucie.

Podczas korzystania z urządzenia należy unikać nadmiernego stresu i długotrwałej fizjoterapii. Unikać powinno się również wrażliwych obszarów, takich jak głowa, twarz i kręgi szyjne. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego, obrzęku lub wzmożonego bólu należy przerwać fizjoterapię.

W wielu przypadkach zaleceniem fizjoterapeutycznym jest łączenie treningu wibracyjnego z programami fizjoterapeutycznymi, jednak w takich przypadkach masaż powinien być przeprowadzony po konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą i przez specjalistę lub pod jego nadzorem.

Charakterystyka:

- 6 stopni intensywności masażu 2200-3200 obr./min
- 8 końcówek masujących do różnych części ciała
- antypoślizgowa struktura na uchwycie

- ledowy wskaźnik pracy urządzenia
- poręczny i łatwy w użyciu
- może być używany bez podłączenia do prądu
- zasilanie akumulatorowe - bateria litowa (LI-Ion)
- pojemność: 2000 mAh
- moc: 35 W
- czas ładowania: 150 minut
- do 4 godzin pracy na ładowaniu
- można stosować w domowych warunkach, jak i w gabinetach fizjoterapii
- etui na pistolet i woreczek na końcówki w zestawie

Wskazania:

- bóle i skurcze spowodowane urazami mięśni, skręceniami, nadwyrężeniami
- aby pomóc wspomóc przepływ płynu obrzękowego w obrzękniętym obszarze
- w celu rozluźnienia zgrubiałe tkanki łączne i powięzi
- w celu zmniejszenia nagromadzanego kwasu mlekowego w mięśniach
- aby zwiększyć mobilność stawów
- w celu wyeliminowania zmęczenia mięśni

Sposób użycia:

Urządzenie stosować na suchej i czystej skórze, nie stosować przez ubranie.

Uruchomione urządzenie docisnąć do powierzchni ciała i delikatnie przesuwając po skórze. Czas masażu każdej części ciała powinien wynosić około 60 sekund.

Aby nie wywołać bólu ani dyskomfortu produktu używać wyłącznie na miękkich tkankach ciała. Nie używać go na głowie ani na żadnych twardych lub kośćistych częściach ciała.

Używanie urządzenia zarówno w umiarkowanym naciskiem, jak i normalnym mogą spowodować wystąpienie siniaków. Przed zastosowaniem produktu zawsze należy sprawdzić obszar który ma być objęty masażem. Zaprzestać używania masażera w przypadku wystąpienia dyskomfortu lub dolegliwości bólowych.

Ładowanie:

Przed pierwszym użyciem naładować urządzenie do pełna przez 3 godziny.

W celu naładowania masażera najpierw należy podłączyć adapter do urządzenia, następnie podłączyć wtyczkę do gniazda ściennego.

Urządzenie można ładować w dowolnym momencie wyczerpania akumulatora. Nie zaleca się doprowadzić do wyczerpania akumulatora do momentu gdy dioda świeci na czerwono.

Średni czas pracy w pełni naładowanego urządzenia wynosi 2,5 godziny. Czas pracy wynosi do 4 godzin i zależy od wybranej częstotliwości i stopnia nacisku na ciało podczas masażu.

Czyszczenie:

Urządzenie wyczyścić lekko zwilżonym ręcznikiem, a następnie wytrzeć je do sucha miękką szmatką. Przechowywać w dostarczonym opakowaniu tekturowym.

Ostrzeżenia:

Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów i źródeł ciepła. Chronić otwór wentylacyjny przed kurzem i odpadkami. Nie odkręcać sub i nie próbować demontować urządzenia.

Nie używać urządzenia w sposób ciągły przez dłużej niż godzinę, należy przerwać jego pracę na 30 minut, po tym czasie można użyć go ponownie.

Po naładowaniu lub przed użyciem należy odłączyć ładowarkę.

Nie używać w przypadku urazów. Stosowanie urządzenia powinno się skonsultować z lekarzem.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania:

Tętniak, krwawienie, stosowanie leków rozrzedzających krew, choroby serca za pomocą rozrusznika serca lub defibrylatora, nowotwory, ciąża.

W ciągu 90 dni od unieruchomienia śródstawowego urządzenia nie należy używać w odległości mniejszej niż 7cm od unieruchomienia wewnętrznego.

Obszar wrażliwy: głowa, twarz, kręgosłup szyjny.

Obszary blisko kości i przy mniejszym pokryciu mięśni: piszczel, tył stopy, tył dłoni.

Zawartość pudełka:

- masażer
- końcówki do masażu
- etui
- woreczek na końcówki
- kabel USB do ładowania

Osoba odpowiedzialna w EU:

ISO TRADE Spółka z o.o.

ul. Hangarowa 15

59-220 Legnica, Polska

office@iso-trade.biz

Galeria

