

Obturator - rozmiar duży



Cena: 11,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Visus
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Obturator do stosowania przy leczeniu zezu, niedowidzenia i podwójnego widzenia.

Zastosowanie: przy leczeniu zezu, niedowidzenia i podwójnego widzenia.

Opakowanie: zawiera 1 sztukę obturatora.

Konserwacja: mycie mydłem w ciepłej wodzie. Dezynfekcja: dostępnymi środkami dezynfekującymi zgodnie z ulotką użytkową producenta.

Sposób użycia: obturator należy umocować do wewnętrznej strony soczewki okularowej stroną przyssawkową.

Rozmiar: duży - 75mm/55mm

Kolor: różowy