

# Opatrunek Coloplast Biatain poliuretanowy nieprzylepny 10x10cm - 10szt.

Cena: 156,00 pln



## Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	Coloplast
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

**Rozmiar:** 10x10cm (nr kat. 33410)

Ilość 10 szt.

### Zastosowanie:

Biatain to opatrunek poliuretanowy (piankowy) do leczenia ran obficie wydzielających wysięk. Zapewniają efektywne leczenie ran w środowisku wilgotnym.

Opatrunek Biatain Nieprzylepny nie posiada przylepca, co sprawia że jest szczególnie polecany do stosowania na delikatną, chorą, podrażnioną skórę.

### Nadaje się do leczenia:

- owrzodzeń podudzi i odleżyn z dużym i średnim wysiękiem;
- nie zainfekowanej stopy cukrzycowej (opatrunek nieprzylepny);
- polecany na powierzchowne oparzenia oraz powierzchowne części głębszych oparzeń;
- na miejsca po pobraniu tkanki do przeszczepu, rany pooperacyjne oraz otarcia naskórka;
- w kompresjoterapii, do zastosowania pod bandażem elastycznym (opatrunkiem uciskowym);
- przez cały okres leczenia rany, wzmagają procesy ziarninowania i naskórkowania oraz chronią przed maceracją skóry wokół rany

Biatain Nieprzylepny jest szczególnie polecany do stosowania

- na rany z delikatną, podrażnioną skórą wokół rany

- przy częstych zmianach opatrunku
- w kompresjoterapii.

**Sposób użycia:**

Ranę należy przemyć roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl), osuszyć skórę wokół rany. Dobrać opatrunek tak, by po nałożeniu jego brzeży znajdowały się co najmniej 1 cm od brzegów rany. Biatain Nieprzylepny musi być zabezpieczony dodatkowym opatrunkiem.

*Producent:*  
*Coloplast Sp. z o.o.*  
*ul. Inflancka 4*  
*00-189 Warszawa*