

ORLIMAN One Plus Orteza (stabilizator) nadgarstka ze sztywnnikami dłoniowymi i kciuka (duże rozmiary) OPL352 - prawy



Cena od: 166,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Orliman
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Stabilizator nadgarstka z ujęciem kciuka unieruchamiający nadgarstek, pozostawiając ruchome i wolne palce. Posiada dodatkowe szyny stabilizującymi. Trzywarstwowy materiał z jakiego jest wykonana jest półsztywny i zawiera również ThermoTex - rozwiązanie antybakteryjne i przeciwpachowe.

Orteza zaprojektowana została w sposób umożliwiający dopasowanie do budowy anatomicznej ręki użytkownika i różnic w obwodach przedramienia i nadgarstka. Obie szyny są wyprofilowane, sztywnik dłoniowy wykonany został z aluminium i jest specjalnie ukształtowany tak aby zapewnić sztywność i wytrzymałość podczas użytkowania. Dodatkowe wzmocnienie zapewniają stabilizator jest również sztywniki grzbietowe.

Wewnątrz produkt posiada wkładki ochronne także w okolicy kciuka oraz piankę z pamięcią kształtu, doskonale redukując naciski i zapobiegając powstawaniu bólu w strefach zwiększonego nacisku. Zewnętrzna warstwa materiału jest wysoce wytrzymała na działanie czynników mechanicznych. Ponadto materiał wewnętrzny jest delikatny, co pozwala na długotrwałe stosowanie ortezy bez obawy o powstawanie otarć i dodatkowych dolegliwości bólowych, na łączeniu tutora znajduje się elastyczny materiał łączący, który ułatwia zakładanie stabilizatora

Zalecenia:

- syndrom dequervaina
- zespół cieśni nadgarstka
- leczenie pooperacyjne i pourazowe

- stany zapalne ścięgien i więzadeł
- skręcenia
- osteoartrozy (włączając rizartrorę) i stany zapalne stawów

Działanie:

Orteza stabilizuje cały nadgarstek i jego poszczególne połączenia: łokciowo-promieniowe dalsze i stawu siodełkowego kciuka, ogranicza zgięcia grzbietowe i dłoniowe nadgarstka, który jest unieruchomiony funkcjonalnie podczas gdy palce pozostają ruchome i wolne.

Produkt dostępny w rozmiarach od 1 do 3.

Rozmiar	Obwód nadgarstka (cm)	Długość (cm)
1	19-21	21
2	21-23	
3	23-25	

Stabilizator powinien być dobrany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, według tabeli rozmiarowej. Zbyt duży ucisk może powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania uczucia optymalnego przylegania szyny do ciała.

Kolor: czarny (OPL352)

Wersja: prawa