

Pachwinowy pas brzuszny jednostronny Pani Teresa 107 - prawostronny



Cena od: 75,00 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | Pani TERESA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Wskazania

- ogranicza powiększanie się istniejących jednostronnych przepuklin pachwinowych
- jako zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u chorych nie kwalifikujących się do operacji
- pas może być stosowany u kobiet i u mężczyzn

Ucisk pasa można regulować taśmą główną i taśmą kroczną.

Dopasowanie rozmiaru

Aby dobrać właściwy rozmiar pasa, należy zmierzyć obwód bioder. Wielkości poszczególnych rozmiarów podane są w tabeli poniżej. W przypadku gdy Państwa rozmiar jest na granicy dwóch rozmiarów, należy wybrać rozmiar mniejszy.

| Rozmiar | s | m | l | xl | xxl |
|-------------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Obwód bioder (cm) | 85-95 | 96-105 | 106-115 | 116-125 | 126-135 |

Wersja: prawostronna