

Pas do krępowania, unieruchamiania każdej kończyny osobno 1 szt.



Cena: 179,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Korfantów
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

Pasy stosuje się do krępowania osób nadpobudliwych do ramy łóżka lub stołu w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego. Dzięki tym pasom można krępować każdą kończynę z osobna.

Właściwości

Pasy wykonane są z wysokiej jakości skóry, co gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem pacjenta pokryte są miękką wyściółką. Pasy mocuje się zapinając ich końce do ramy łóżka.

Opakowanie: 1 szt. (produkt można kupić również jako zestaw 4szt. pasów)

Specyfikacja:

Długość – 75cm

Szerokość – 3cm

Długość podszycia filcem – 55cm

Producent:
NZOZ ZSOiR KORFANTÓW
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
info@zsoirkorfantow.pl