

## Pas do krępowania, unieruchamiania nóg 1 szt.



Cena: 469,00 pln

### Opis słownikowy

Producent	Korfantów
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Pasy stosuje się do krępowania osób nadpobudliwych do ramy łóżka lub stołu w Uniwersalnym Gabiniecie Usprawniania Leczniczego.

#### Właściwości:

Pasy wykonane są z wysokiej jakości skóry, co gwarantuje ich dużą wytrzymałość. Elementy bezpośrednio stykające się z ciałem pacjenta pokryte są miękką wyściółką. Pasy mocuje się na wierzchu łóżka, zapinając ich końce do ramy.

#### Komplet stanowi:

- pas do krępowania nóg (mniejszy rozstaw tulej mocujących kończyny)

#### Specyfikacja:

Obwód kostki: 25-33cm

Rozstaw mocowania nóg – 27cm

Długość peloty podszytej filcem – 80cm

Szerokość peloty – 7cm

Szerokość i długość opasek zapinających 8 cm x 32 cm

Długość w rozwinięciu z paskami do mocowania – ok 2m

Szerokość pasków do mocowania – 3cm