

Podkłady higieniczne jednorazowe Protectiva Soft Maxi 60x90cm - 30szt

Cena: 37,50 pln



Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Producent	Incomed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.06.01.00.PW (P.100.PW, P.101.PW), Y.06.01.01.PW (P.100.PW, P.101.PW)
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Jednorazowe higieniczne podkłady chłonne Protectiva Soft Maxi o najwyższym stopniu chłonności wśród produktów Protectiva to produkt stworzony z myślą o pielęgnacji osób starszych i chorych zmagających się z problemem nietrzymania moczu lub odleżyn oraz dzieci i niemowląt.

Podkłady Protectiva Soft Maxi charakteryzują się użyciem grubszej warstwy pulpy celulozowej oraz dużą miękkością i delikatnością, dzięki czemu są bardziej chłonne, lepiej rozprzewodają wilgoć i są przyjemniejsze w kontakcie ze skórą.

W konstrukcji podkładów wykorzystano superabsorbent, który zapewnia szybkie wchłanianie wilgoci do środka podkładu, zamieniając ją w żel. Ponadto podkłady zawierają wyciąg z zielonej herbaty, który posiada właściwości antybakteryjne i antyseptyczne i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Dzięki wysokiemu stopniowi chłonności, skóra pacjenta pozostaje sucha, co w połączeniu z dużym rozmiarem podkładu pozwalającym na zabezpieczenie większej powierzchni np. łóżka, znacząco wpływa na zwiększenie komfortu użytkowania.

Spodnia zewnętrzna warstwa z antypoślizgową powłoką utrzymuje podkład na miejscu i nie przepuszcza wilgoci, chroniąc powierzchnie na których jest używany.

Stosowanie podkładów higienicznych ułatwia zachowanie czystości w otoczeniu pacjenta, zapobiega rozprzestrzenianiu się płynów, zapewnia skórę ochronę przed wilgocią, podrażnieniami oraz zakażeniami mogącymi powstawać wskutek zanieczyszczeń towarzyszących zabiegom pielęgnacyjnym lub czynnościom fizjologicznym.

Zastosowanie:

- jako zabezpieczenie łóżka, pościeli, materaca itp.

- w pielęgnacji osób starszych, dorosłych, dzieci oraz osób chorych, z problemami nietrzymania moczu
- w sytuacjach wymagających większego stopnia chłonności
- zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniami podczas zmiany pieluchy
- podczas zmiany opatrunków lub wykonywania procedur medycznych
- jako ochrona przed zabrudzeniem powierzchni krzesła, fotela lub wózka inwalidzkiego

Uwagi:

Produkt jednorazowy. Po zużyciu wyrzucić do kosza.

Przechowywać w suchym miejscu.

Wymiary: 60 x 90 cm

Chłonność: 5/5

Opakowanie: 30 szt.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

PHU Incomed

ul. Zawoda 50

09-140 Raciąż

Polska

biuro@incomed.pl