

# Poduszka ortopedyczna pod głowę Morfeusz Klasyczny 660

Cena: 129,00 pln



## Opis słownikowy

Producent	Rehafund
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Poduszka ortopedyczna z pianki sprężystej przeznaczona dla osób potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa podczas snu.

Dodatkowo poduszka posiada regulację wysokości w postaci wyjmowanej, piankowej podstawki, którą wystarczy włożyć lub wyjąć w zależności od tego czy poduszka jest za wysoka lub za niska. Poduszka umożliwia spanie na plecach lub na boku oraz pozwala na indywidualne dopasowanie jej do budowy ciała.

Posiada delikatną, przepuszczającą powietrze bawełnianą poszewkę, która dobrze wchłania i doprowadza wilgoć z ciała i zapewnia komfort podczas snu.

Zapewnia odpowiednie podparcie i prawidłową pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa oraz głowy podczas snu. Jest to produkt odpowiedni dla osób

- potrzebujących stabilnego podparcia głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa podczas snu
- mających problemy wynikające z nieprawidłowej pozycji szyi i głowy podczas snu (np. bóle kręgosłupa, drętwienie kończyn, napięcia mięśniowe itp.)
- śpiących na wznak lub na boku
- o każdej budowie ciała

### Właściwości:

- wykonana ze sprężystej pianki
- zmniejsza ucisk na tkanki miękkie ciała
- posiada regulację wysokości - wyjmowana piankowa podkładka podwyższająca
- odpowiednia dla każdej budowy ciała i wzrostu
- umożliwia spanie na plecach i na boku

Stopień twardości: twarda

Wymiary (z dolną częścią): 48x30x14 cm

Wymiary (bez dolnej części): 48x30x11 cm

Kolor: biały

### Skład:

Wkład piankowy: 100% pianka poliuretanowa

Podszewka: 100% poliester  
Poszewka: 100% bawełna

**Czyszczenie i konserwacja:**

Poduszkę czyścić delikatną szmatką zamoczona w ciepłej wodzie z użyciem łagodnych środków piorących. W celu zdjęcia poszewki, rozsunąć suwak, zgiąć piankę wewnątrz po długości i delikatnie ściągnąć poszewkę. Poszewkę prać i czyścić postępując według informacji na metce. Po wyczyszczeniu dobrze wysuszyć. Poduszkę suszyć w pozycji poziomej.

Piankę chronić przed światłem słonecznym, pod wpływem nasłonecznienia pianka może ulec przebarwieniu. Przebarwienie nie wpływa na właściwości fizyczno-mechaniczne poduszki.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub rehabilitantem w celu określenia czy nie ma przeciwwskazań do użytkowania wyrobu.

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować wilgotnej poduszki bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować w przypadku mechanicznych uszkodzeń takich jak np. pęknięcie, rozerwanie.

Nie stosować inaczej niż zgodnie z przeznaczeniem.