

## Stetoskop Rappaport HS-30C - fioletowy

Cena: 49,90 pln



### Opis słownikowy

Producent	Rappaport
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Dwugłowicowy stetoskop typu Rappaport, który może funkcjonować na pięć różnych sposobów.

### Właściwości:

Zmieniając się na 5 różnych sposobów instrument ten zajmuje miejsce wszystkich innych stetoskopów i właściwie funkcjonuje jak 5 stetoskopów dla pięciu różnych przeznaczeń w jednym urządzeniu

Stetoskop został zaprojektowany do wielu celów, 3 rozmiary lejków i dwie membrany, tworząc razem kompletny zestaw. Dlatego każdego lejka lub membrany używa się w ściśle określonym celu.

- **Membrana duża** - zasadniczo ta membrana używana jest do wykrywania dźwięków serca o niskiej częstotliwości, skurczowych, rozkurczowych i trzecich dźwięków serca. Wykrywalne są także szmery o wysokich tonach wydawane przez serce.

- **Membrana mała** - jest zaprojektowana do słuchania wysokich tonów serca dziecka.

- **Lejek w rozmiarze dla dorosłych** - pozwala na wykrycie szmerów i dźwięków i średnich i niskich częstotliwościach.

- **Lejek w rozmiarze średnim** - umożliwi osłuchanie pacjenta w miejscach małych i wąskich np. przestrzeni międzyżebrowej i wyłapanie szmerów i dźwięków o średniej i niskiej częstotliwości.

- **Lejek w rozmiarze dla noworodków** - najlepiej służy badaniu niemowląt i małych dzieci. Przy pomocy tego lejka najlepiej wyczuwalne są dźwięki o niskich i średnich tonach oraz szmery wydawane przez serce dziecka.

Do stetoskopu dołączone są zapasowe końcówki do uszu w różnych rozmiarach co pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej pary, która pasuje i daje komfort użytkowania. Są zapakowane w małe etui wraz z 3 lejkami w kształcie i 2 przezroczystymi, plastikowymi krążkami: dużym i małym.

**Kolor: fioletowy**



*Kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.*

**dlpacjenta.pl**

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 [zamowienia@dlpacjenta.pl](mailto:zamowienia@dlpacjenta.pl)