

Suprasorb A + Ag przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia ze srebrem 10x10cm



Cena: 20,50 pln

Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie:

- rany o silnym wysięku
- rany powierzchowne lub głębokie
- rany zagrożone zakażeniem
- rany zakażone
- w fazie wysięku i ziarninowania, np. owrzodzenia różnego pochodzenia, oparzenia II stopnia, miejsca ubytku skóry w wyniku pobrania, rany pooperacyjne, zmiany grzybicze.

Rozmiar: 10cm x 10cm

Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- szybkie i szerokie działanie przeciwbakteryjne, skuteczne także w przypadku zakażeń szczepami MRSA i VRE
- wspomaga gojenie rany dzięki niezawodnemu wchłanianiu wysięku
- dobre przyleganie do każdegołożyska rany (tworzenie żelu poprzez wymianę jonów)
- redukcja mikrobiologicznego obciążeniałożyska rany i wiązanie bakterii w żelu.
- w przypadku zakażenia należy pamiętać, że wtórny opatrunek okluzyjny może być stosowany wyłącznie, jeśli tak zadecyduje lekarz i w zależności od ogólnej sytuacji.

Suprasorb A + Ag oczyszcza ranę i eliminuje zarazki dzięki połączeniu naturalnego alginianu wapnia ze srebrem działającym przeciwbakteryjnie. Suprasorb A + Ag jest opatrunkiem przeznaczonym do ran o silnym wysięku, zakażonych lub zagrożonych zakażeniem. Jony srebra uwalniane podczas kontaktu opatrunku z wysiękiem z rany działają bezpośrednio na powierzchni rany dzięki żelowi wytwarzanemu z alginianu.

Suprasorb A + Ag pokrywa szerokie spektrum zastosowań przeciwbakteryjnych i jest przeznaczony także do stosowania w przypadku zakażeń klinicznych. Zamyka on w żelu bakterie i zarazki i eliminuje je. Opatrunek jest skuteczny w przypadku zakażeń szczepami MRSA

i VRE. Pod względem właściwości materiału Suprasorb A + Ag odpowiada opatrunkowi z alginianu wapnia Suprasorb A. Suprasorb A + Ag jest dostępny w formie kompresu i tamponady.

Zalecane połączenia produktów

- Suprasorb P
- Suprasorb P silicone
- Vliwasorb
- Vliwazell
- Kompresoterapia
- Bandaże elastyczne