

# VELOX Duo Wipes alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni - 100 szt. zapach TEA TONIC (poj. plast.)



Cena: 19,90 pln

## Opis słownikowy

Opakowanie	100 szt.
Producent	MEDISEPT

## Opis produktu

Velox Duo Wipes - Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i małych powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym. Chusteczki umieszczone w wygodnym do dozowania plastikowym pojemniku.

### Zastosowanie:

Chusteczki Velox® Duo Wipes przeznaczone są do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowanie chusteczek zaleca się na małych powierzchniach sprzętu medycznego: łóżkach i fotelach zabiegowych, aparaturze medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Chusteczki dezynfekują powierzchnie zabijając w 30 sekund wirusy otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV) oraz rotawirusy i norowirusy, bakterie, grzyby drożdżopodobne oraz prątki gruźlicy.

### Cechy produktu:

- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe (w tym SARS-CoV-2), Rota, Noro.
- Zalecane do stosowania do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów.
- Odpowiednie do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością.
- Chusteczki włókninowe 13 x 20 cm, 23 g/m<sup>2</sup>.
- Przebadane dermatologicznie.

**Korzyści dla użytkownika:**

- Potwierdzona badaniami gwarancja skuteczności.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni i odświeżenia.
- Ekonomiczne w użyciu

**Sposób użycia:**

Chusteczkę wyjąć z tuby i przetrzeć nią powierzchnie.

Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania na wirusy otoczkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund.

W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Dokładnie zamykać opakowanie.

Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni.

Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

**Skład:** 100 sztuk zawiera: 173 g roztworu nasączonego.

100 g roztworu zawiera: etanol, propan-2-ol

**Opakowanie:** 100 szt - pojemnik plastikowy