

Zimno / ciepły kompres, okład żelowy TERMO HIT 8x12cm



Cena: 9,20 pln

Opis słownikowy

Producent	ABC-N SYSTEM
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zimno / ciepły kompres żelowy

Zastosowanie:

- warunkach domowych,
- przedszkolach,
- oddziałach szpitalnych,
- gabinetach stomatologicznych

Rozmiar: 8x12cm (waga 70g)

Charakterystyka:

Zimno ciepłe kompresy żelowe są stosowane w terapii wielu schorzeń. Kompresy są wykonywane ze specjalnego nietoksycznego, organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła. W trakcie eksploatacji w żelu nie zachodzą żadne zmiany chemiczne. W związku z tym kompres można używać i przechowywać nawet kilka lat. Kompres jest uniwersalny (można go stosować do terapii zimnem lub ciepłem). Po zamrożeniu kompres pozostaje nadal elastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Stosowany do okładów ciepłych jest bardzo wygodny i ekonomiczny w użyciu (zastępuje ilość parafiny wielokrotną swojej wagi). W wielu przypadkach zastępuje okłady parafinowe, eliminując tym samym szkodliwe działanie par parafiny. Przy niskich temperaturach nie występują odmrożenia (suche zimno), jak również nie ma poparzeń przy wyższych temperaturach. Kompresy można używać wielokrotnie (do zniszczenia woreczka foliowego).

Wskazania miejscowego leczenia zimnem:

- ostre i przewlekłe schorzenia stawów i kręgosłupa, chroniczne zapalenia wielostawowe, zapalenia kręgow powodujące ankylozę,

syndrom Reitera, dna, liszaj rumieniowaty.

- schorzenia zwyrodnieniowe stawów, artroza deformująca, zapalenie wtórne przy artrozie deformującej, okołobarkowe zapalenie stawu.
- schorzenia reumatyczne części miękkich, naderwanie ścięgien, zapalenie okołościęnowe, zapalenia ścięgien
- zespół kręgosłupa, postrzał, postrzałowa rwa kulszowa, zespół kręgosłupa szyjnego
- skręcenia, zwichnięcia
- krwiaki, stłuczenia, obrzęki pourazowe, postrzałowe i pooperacyjne
- bóle głowy, migrena
- krwotok z nosa
- obniżenie temperatury i przeciwbólowo w stanach gorączkowych
- zapalenia, poparzenia
- nocne skurcze spastyczne kończyn
- bóle zęba, zatamowanie krwotoku po ekstrakcji zęba.

Wskazania miejscowego leczenia ciepłem:

- leczenie przykurczów, chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), bóle pleców, zapalenie mięśni i zaburzenia miesiączkowania.

Producent:

ABC N System

Wola Hankowska

ul. Akcyjowa 42

42-233 Mykanów

biuro@abcnsystem.com.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar