

Dr Sapporo Bunito Duo aparat korygujący na halluksy

Cena od: 129,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Dr Sapporo
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

Darmowa dostawa!

Aparat do aktywnej korekcji haluksów Dwuzawiasowa konstrukcja szyny Bunito Duo umożliwia ruch stawu, przez co możliwa jest korekta ustawienia palca podczas chodu. Aparat Bunito Duo można stosować w lekkim i średnim stopniu zaawansowania zmian oraz w rehabilitacji pooperacyjnej. Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskuje się podczas stosowania aparatu podczas chodu. Należy stosować aparat od 4 do 6 godzin w ciągu dnia. Można stosować również w nocy.

Dostępne rozmiary:

S: dla osób z numerem obuwia 34-38

L: dla osób z numerem obuwia 39-43

Właściwości:

- Opaska na paluch - koryguje ustawienie palucha odciągając go od pozostałych palców i ustawiając go w prawidłowej pozycji
- Miękka wkładka - łagodzi dolegliwości bólowe. W aparacie Bunito Duo występują dwa rodzaje wkładek:
rozmiar S: miękka wkładka wykonana z pianki EVA pokrytej z obu stron weleurem.
rozmiar L: wkładka wypełniona żelam, można ją schładzać i stosować pomocniczo w redukcji stanu zapalnego w obrębie stawu.
- Inteligentny przegub - konstrukcja zawiasowa umożliwia ruch w stawie, dzięki czemu w aparacie można chodzić; szyna Bunito Duo ma konstrukcję dwuzawiasową
- Opaska na śródstopie - zbliża kości śródstopia zmniejszając płaskostopie poprzeczne; przywraca właściwą funkcję mięśnia zginacza długiego palucha