

# Maska nosowa Mirage FX do aparatu do terapii bezdechu sennego

Cena od: 200,00 pln



## Opis słownikowy

Producent	ResMed
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

**Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.**

**Czas realizacji zamówienia wynosi 7-10 dni roboczych.**

Kompaktowa maska nosowa przeznaczona do stosowania w terapii bezdechu sennego CPAP, o lekkiej konstrukcji z poduszczką i uniwersalnym profilem.

Jest to produkt o uniwersalnym zastosowaniu, który dzięki swojej konstrukcji zapewnia efektywne uszczelnienie i jest odpowiedni dla osób oddychających przez nos.

### Zalety:

Składa się tylko z czterech części, w tym części mocującej maskę na głowie, ułatwiająca nałożenie maski i czyszczenie.

Elastyczny motylek zapewniający stabilne podparcie bez kontaktu ze skórą.

Zwiększony komfort użytkowania dzięki wyprofilowanej części mocującej maskę na głowie SoftEdge™.

Prosta i lekka konstrukcja z poduszczką i uniwersalnym profilem dopasowana do potrzeb prawie każdego pacjenta.

Dostępna w wersji dla kobiet w kolorze różowym.

### Dobór właściwego rozmiaru:

W celu dobrania właściwego rozmiaru należy wydrukować szablon, wyciąć go wzdłuż różowej linii i przyłożyć do twarzy zgodnie z instrukcją na obrazku. W przypadku braku możliwości wydrukowania szablonu należy zmierzyć odpowiednie odległości na twarzy zgodnie z instrukcją na obrazku.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że więcej niż jeden rozmiar maski będzie się wydawał odpowiedni. Jest to normalna sytuacja i należy wtedy wybrać rozmiar, któremu jest bliżej do „idealnego” rozmiaru.