

Protefix Higiena - dwustronna szczoteczka do protez



Cena: 13,50 pln

Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Dwustronna szczoteczka do protez Protefix Higiena posiada specjalny kształt włosia, który umożliwi precyzyjne czyszczenie nawet trudno dostępnych wgłębień protezy, co ułatwiają dwa rodzaje włosia.

Szczoteczka Protefix usuwa osad, który - pozostając na powierzchni protezy - może wywoływać stany zapalne i nieprzyjemny zapach z ust.

Syntetyczne, odpowiednio dobrane włosie nie rysuje powierzchni protezy.

Stosowanie:

1. wykorzystując ukośne włosie szczoteczki wyczyścić wgłębienia protezy
2. obie strony protezy wyszorować przy użyciu prostego włosia szczoteczki
3. wypłukać protezę pod bieżącą wodą

Protezę należy poddawać zabiegom higienicznym po każdym większym posiłku.