

# Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy Kendall AMD - 5x5cm 1 szt.

Cena: 50,50 pln



## Opis słownikowy

Producent	Kendall
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Przeciwbakteryjny opatrunek piankowy Kendall AMD zapewniają idealnie wilgotne środowisko dla gojenia się wielu rodzajów ran. Ten wysoce chłonny, bezkłaczkowy opatrunek ma za zadanie chronić i amortyzować rany z wysiękiem od umiarkowanego do ciężkiego. Opatrunki Kendall AMD są półokluzyjne pozwalając na wymianę gazów takich tlen oraz pary wodnej. Miętkość i elastyczność opatrunków Kendall AMD pozwala im dostosować się do wszystkich konturów ciała. Opatrunki Kendall AMD są nieprzylepne i nieschnące co sprawia, że ich zmiana jest prosta i wiąże się z minimum bólu.

Opatrunki Kendall AMD zawierają środek przeciwbakteryjny - chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny (PHMB) oraz zapewniają barierę przeciwbakteryjną, która zapobiega przenikaniu bakterii przez opatrunek oraz zapobiega kolonizacji i rozwojowi bakterii w obrębie opatrunku przez okres 7 dni.

### Wskazania do stosowania:

Opatrunki Kendall AMD stosuje się do zaopatrywania ran chirurgicznych, odleżyn, zastoinowych owrzodzeń żyłakowych, owrzodzeń cukrzycowych, miejsc pobrania przeszczepu, otarć, ran szarpanych, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, zmian wywołanych chorobami skóry i innych ran urazowych oraz jako opatrunek wtórny lub okrywający przy opatrunkach wypełniających. Jest to doskonały opatrunek do miejscowego zaopatrzenia ran sączących np. w miejscach drenażu chirurgicznego - przy tracheostomii, gastrostomii, jejunostomii, drenażu otrzewnowym, opłucnowym, nefrotomii, i innych drenażach ssących, wkluciacjach dożylnych, naczyniowych, wkluciacjach centralnych, cewnikowaniu tętnic, hemodializie, obwodowym cewnikowaniu naczyń wieńcowych, cewnikowaniu naczyń cewnikami pośrednimi, zewnętrznymi stabilizacjach ortopedycznych i cewnikowaniu nadtwardówkowym.

**Opakowanie:** 1 szt.

**Rozmiar:** 5x5cm