


# Świetlik FIX - Herbapol Lublin - saszetki 30x2g



Cena: 15,20 pln

## Opis słownikowy

Producent	Herbapol Lublin
Rejestracja	Produkt leczniczy

## Opis produktu

### Zastosowanie:

Pomocniczo w łagodnych stanach podrażnienia spojówek i brzegów powiek jako środek ściągający i przeciwzapalny.

### Skład:

Ziele świetlika zawierające glikozydy irydoidowe (aukubina, katalpol), fenolokwasy, depsydy i związki garbnikowe.

### Sposób użycia:

1-2 torebki zalać 1 szklanką wody, doprowadzić do wrzenia, powoli gotować pod przykryciem przez ok. 5 minut, a następnie ostudzić. Jałowe kawałki gazy zwilżyć odwarem i przykładać na powieki formie kompresu lub użyć do przemywania brzegów powiek. Kompresowanie lub przemywanie powiek powtórzyć trzykrotnie w ciągu dnia przygotowując każdorazowo świeży odwar z ziela.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**