

Taśma do tapingu AcuTop Premium Kinesiology Tape 5cm x 5m - różowa



Cena: 23,30 pln

Opis słownikowy

Producent	AcuTop
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Kinesiotaping to zyskująca popularność i rekomendowana przez profesjonalistów metoda lecznicza. Jej dużą skuteczność potwierdzają pacjenci u których zostały zastosowane. Jakość została potwierdzona i udokumentowana. Produkt ten otrzymał liczne certyfikaty (Niemiecka Akademia Stosowanej Medycyny Sportowej (DAASM), Niemiecka Olimpijska Konfederacja Sportu (DOSB), Certyfikaty zgodności CE).

Taśma AcuTop Premium wykonana z wysokiej jakości bawełny bez dodatku lateksu, której rozciągliwość wynosi 130-140 % i imituje ludzką skórę i jej elastyczność. Pokryta jest hipoalergicznym klejem akrylowym o dużej przyczepności i odporności. Tape charakteryzuje się termoelastycznością tzn. rozszerza się pod wpływem ciepła i kurczy pod wpływem zimna. Komfort użytkowania zwiększa ich wodoodporność, dzięki czemu można swobodnie korzystać z basenu czy kąpeli. Zmiana taśmy na nową wskazana jest w momencie kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe cięcie nawet początkującym użytkownikom.

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: różowy

Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej Pre Tape, zmywacz kleju.

**SPECYFIKACJA:**

- **materiał:** 97% bawełna, 3% elastan
- **klej:** mocny klej akrylowy
- **elastyczność:** 130-140%

Zalety:

- praktycznie bez skutków ubocznych
- zmniejsza dolegliwości bólowe i obrzęki
- redukuje bóle neurologiczne
- przyspiesza regenerację po urazach
- zwiększa zakres ruchu w stawie
- redukuje napięcia mięśniowe
- wspomaga terapię limfatyczną, przedłuża działanie zastosowanych masażu oraz poprawia krążenie
- zapobiega kontuzjom
- wielorakie zastosowanie, możliwość założenia na szyję, bark, stopę, kolano, plecy, łokieć, nadgarstek

- możliwości samodzielnej aplikacji po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą
- długo okres użytkowania
- duża skuteczność

Właściwości:

- pudełko wielorazowe chroniące taśmę przed wysychaniem
- falisty klej (mocny klej akrylowy) nie pozostawiający śladów na skórze
- materiał 97 % bawełna, 3 % elastan
- elastyczność 130-140 %
- termoplastyczne, rozciągają się pod wpływem ciepła i kurczą pod wpływem zimna
- z liniami ułatwiającymi cięcie
- oddychający, wodoodporny materiał

Taśmy AcuTop są często stosowane przez sportowców i osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być wsparciem podczas treningów i przeciwdziałać kontuzjom. Metoda ta jest także stosowana podczas rekonwalescencji w celu przyspieszenia powrotu do pełnej sprawności i regeneracji.

Poradnik stosowania:

1. Przygotowanie taśm kinesio. Sposoby docinania brzegów/prawidłowe trzymanie plastrów.

2. Aplikacja Kinesio na "łokieć tenisisty"

3. Aplikacja na drenaż limfatyczny

4. Aplikacja na artretyzm w stawie kolanowym

5. Aplikacja "zamrożony bark"

6. Aplikacja "łokieć golfisty"