

CEREDERM® Samoprzylepny opatrunek silikonowy na blizny do cięcia 5x8cm - 2221-877 - 1 szt.

Cena: 17,90 pln



Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup 10 szt.

Producent CERECARE

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

Przezroczysty i łatwy w użyciu samoprzylepny opatrunek silikonowy CEREDERM® przeznaczony do stosowania w leczeniu i profilaktyce niewielkich blizn przerostowych (wypukłych, o czerwonym zabarwieniu) i keloidów (grubych, twardych, włóknistych narośli).

Opatrunek ma niewielki rozmiar przez co nadaje się do stosowania zwłaszcza na blizny o mniejszej powierzchni. Mimo, że wyjściowy rozmiar jest stosunkowo nieduży opatrunek można przyciąć w celu otrzymania jeszcze mniejszego rozmiaru bardziej odpowiadającego wielkości blizny.

Stosowanie opatrunku CEREDERM® dzięki półokluzyjnemu działaniu poprawia ogólny wygląd blizny, zmniejsza jej widoczność, zaczerwienienie oraz dodatkowo wpływa na jej zmiękczenie. Działanie mechaniczne samoprzylepnego opatrunku wpływa na wygładzenie blizny i jej spłaszczenie oraz ograniczenie jej rozwoju.

Wszystkie składniki opatrunków CEREDERM® zostały starannie dobrane pod kątem ich biokompatybilności.

Rezultaty stosowania widoczne są po 2-3 miesiącach stosowania.

Właściwości:

- Elastyczny, umożliwi precyzyjne dopasowanie do kształtu blizny.
- Możliwość cięcia i dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Samoprzylepny dla bezpiecznego dopasowania.
- Może być stosowany samodzielnie, bez dodatku kremu.
- Może być noszony do 3 dni, przez 24 godziny na dobę.
- Cienki, przezroczysty i dyskretny.
- Widocznie zredukowane blizny: bardziej elastyczne, płaskie i mniej zaczerwienione.
- Widoczne rezultaty po 2-3 miesiącach stosowania

Rozmiar: 5 x 8 cm

Opakowanie: 1 szt.