

# CEREDERM® Samoprzylepny opatrunek silikonowy na blizny Korona 8cm - 2225-214 - 1 szt.

Cena: 29,00 pln



## Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	10 szt.
Producent	CERECARE
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Przezroczysty i łatwy w użyciu samoprzylepny opatrunek silikonowy CEREDERM® przeznaczony do stosowania w leczeniu i profilaktyce blizn przerostowych (wypukłych, o czerwonym zabarwieniu) i keloidów (grubych, twardych, włóknistych narośli).

Kształt opatrunku został zaprojektowany z myślą o zabiegach przeprowadzanych w obrębie piersi. Okrąg powinien zostać naklejony wokół brodawki sutkowej.

Działanie mechaniczne samoprzylepnego opatrunku wpływa na wygładzenie blizny i jej spłaszczenie oraz ograniczenie jej rozwoju. Stosowanie opatrunku CEREDERM® dzięki półokluzijnemu działaniu poprawia ogólny wygląd blizny, zmniejsza jej widoczność, zaczerwienienie oraz dodatkowo wpływa na jej zmiękczenie.

Wszystkie składniki opatrunków CEREDERM® zostały starannie dobrane pod kątem ich biokompatybilności.

Rezultaty stosowania widoczne są po 2-3 miesiącach stosowania.

### Właściwości:

- Możliwość cięcia i dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Elastyczny, umożliwia precyzyjne dopasowanie do kształtu blizny.
- Może być stosowany samodzielnie, bez dodatku kremu.
- Samoprzylepny dla bezpiecznego dopasowania.
- Przezroczysty, cienki i dyskretny.
- Może być noszony do 3 dni, przez 24 godziny na dobę.
- Widocznie zredukowane blizny: bardziej elastyczne, płaskie i mniej zaczerwienione.
- Widoczne rezultaty po 2-3 miesiącach stosowania

**Średnica:** 8 cm

Opakowanie: 1 szt.