

# Cewnik Nelaton hydrofilowy dla kobiet LentisCath CH 12 - 101408



Cena: 5,35 pln

## Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	30 szt.
Producent	Lentismed
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

LentisCath to gotowe do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania cewniki hydrofilowe chorwackiej firmy Lentismed, która specjalizuje się w produkcji cewników urologicznych i dąży do możliwie najwyższych standardów branżowych.

Jest to innowacyjny produkt medyczny, który łączy wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w cewnikowaniu przerywanym, uważanym za „złoty standard” drenażu pęcherza i wspomagającym utrzymanie zdrowia dróg moczowych. Jest to także najlepsza opcja opróżniania pęcherza przez dłuższy czas pomagająca przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące codziennym aktywnościom.














**Rozmiar:** CH 12  
**Długość:** 20cm  
**Numer katalogowy:** 101408

**Opakowanie:** 1 szt.

### Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- nie zawiera toksycznych ftalanów ani polichloru winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci

## Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

### Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Produkt posiada atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki temu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny. Elastyczna rurka jest wystarczająco sztywna, umożliwi delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu.

Cewniki LentisCath zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji w codziennym życiu. Pokryte są warstwą hydrofilową i są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, eliminując tym samym dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania i oszczędzając czas, co podnosi wygodę użytkownika..

Opakowanie wykonano z aluminium pozyskanego w procesie recyklingu. Ponadto posiada duże otwory, ułatwiające otwieranie, co jest szczególnie pomocne dla użytkowników z upośledzoną motoryką. Opakowanie nie jest przezroczyste, nie zdradza zawartości i zapewnia dyskrecję.