

Cewnik Nelaton hydrofilowy dla kobiet LentisCath CH 14 - 101409



Cena: 5,35 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup

30 szt.

Producent Lentismed

Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU Y.03.01.00.HG (P.096.00.HG), Y.03.01.01.HG (P.096.01.HG)

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu

LentisCath to cewniki gotowe do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania cewniki hydrofilowe chorwackiej firmy Lentismed, która specjalizuje się w produkcji cewników urologicznych i dąży do możliwie najwyższych standardów branżowych.

Produkt przeznaczony do cewnikowania przerywanego, które uważa się za „złoty standard” drenażu pęcherza i wspomaga utrzymanie zdrowia dróg moczowych. Cewnikowanie przerywane uważa się także za najlepszą opcję opróżniania pęcherza przez dłuższy czas.

Cewniki LentisCath to innowacyjny produkt medyczny łączący wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Ponadto pomagają przezwyciężyć różnego rodzaju wyzwania i trudności towarzyszące codziennym aktywnościom.

Rozmiar: CH 14

Długość: 20cm












Numer katalogowy: 101409

Opakowanie: 1 szt.

Właściwości:

- pokryty warstwą hydrofilową umożliwiającą użycie natychmiast po otwarciu
- nie zawiera toksycznych ftalanów ani polichloru winylu (PVC)
- rurka cewnika wykonana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) podlegającego biodegradacji
- pakowane w opakowanie z aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu
- dostępne w wersji dla kobiet, mężczyzn i dla dzieci

Rozmiary cewników i odpowiadające im kolory

Cewnik	Rozmiar	Kolor	Średnica
	6 Fr/CH		2 mm
	8 Fr/CH		2,6 mm
	10 Fr/CH		3,3 mm
	12 Fr/CH		4 mm
	14 Fr/CH		4,7 mm
	16 Fr/CH		5,3 mm
	18 Fr/CH		6 mm
	20 Fr/CH		6,7 mm
	22 Fr/CH		7,4 mm

Korzyści wynikające ze stosowania cewników LentisCath:

Cewniki LentisCath zaprojektowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dyskrecji w codziennym życiu. Pokryte są warstwą hydrofilową i są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania, eliminując tym samym dodatkowe etapy przygotowania do cewnikowania i oszczędzając czas, co podnosi wygodę użytkownika..

Produkt posiada atraumatyczne miękkie oczka polerowane metodą ultradźwiękową pozwalające na zachowanie zdrowej cewki moczowej bez mikrourazów, dzięki temu cewnik jest bezpieczny i atraumatyczny. Elastyczna rurka jest wystarczająco sztywna, umożliwia delikatnie wkładanie i wyjmowanie oraz zapobiega zginaniu.

Opakowanie wykonano z aluminium pozyskanego w procesie recyklingu. Ponadto posiada duże otwory, ułatwiające otwieranie, co jest szczególnie pomocne dla użytkowników z upośledzoną motoryką. Opakowanie nie jest przezroczyste, nie zdradza zawartości i zapewnia dyskrecję.